

Concept Dent S.L.

La Tecnología de la Ortodoncia
a su Servicio

Catálogo

Ortodoncia



conceptdent.com

Concept Dent



SU PRIMERA ELECCIÓN

Es la meta de Concept Dent ser "su primera opción" como proveedor de productos de ortodoncia. La selección del producto que necesite no podrá ser más fácil en el catálogo a todo color y organizado por familias de productos.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Concept Dent está comprometida como empresa a proporcionar a sus clientes los mejores productos posibles, al mismo tiempo que ofrecer lo máximo en servicio.



BRACKETS

4-39



TUBOS Y BANDAS

40-58



ARCOS

59-76



ADITAMENTOS

77-79



INNOVACIÓN ESTÉTICA Y EXCELENCIA



Entendemos que un ortodoncista como usted esté constantemente buscando mejorar el tratamiento de sus pacientes. Para apoyarle, le ofrecemos soluciones innovadoras a través de nuestra numerosa variedad de brackets. Desde los brackets de acero inoxidable hasta los de zafiro transparente, la cerámica translúcida y el composite estético; desde el bracket tradicional hasta los más actuales brackets de autoligado pasivo y activo, tenemos el bracket que mejor se adapta a sus necesidades. Sus pacientes recibirán el mejor tratamiento gracias a las múltiples opciones de la extensa línea de sistemas de brackets de Ortho Technology, que le facilitaran la consecución del mejor tratamiento. Además, con la seguridad de que cuenta con la más alta calidad al precio más ajustado en cada producto que le ofrecemos.

AUTOLIGADOS



Sensation

Sistema bracket
autoligado cerámico
interactivo

P.6



Sensation^M

Sistema bracket
autoligado metálico
interactivo

P.9



LotusPlus[®]

Sistema bracket
autoligado metálico
pasivo convertible

P.12

DESCUBRE NUESTRA AMPLIA GAMA DE BRACKETS

ESTÉTICOS



PURE®

Bracket
zafiro



Reflections™

Bracket
cerámico



Encore!™

Bracket
cerámico con
ranura metálica



Avalon®

Bracket
composite con
ranura metálica



OrthoFlex™

Bracket
composite

METÁLICOS



™

Sistema de bracket
metálico tradicional



Marquis™

Sistema de bracket
metálico tradicional



Bionic™

Sistema de bracket
metálico tradicional

Sensation™

Sistema Bracket
Cerámico Autoligado
Interactivo

El equilibrio perfecto entre
Estética y Eficiencia

Los beneficios son transparentes

Sensation es un bracket cerámico autoligado interactivo que beneficia tanto al paciente como al ortodoncista, que proporciona una inigualable y confortable estética para sus pacientes con tiempos de tratamientos rápidos.

Resultados sensacionales de principio a fin. El material cerámico proporciona resistencia y durabilidad, así como un aspecto traslúcido que es inigualable por otros sistemas de brackets.


El recubrimiento de rodio en el clip de acero inoxidable aumenta la fuerza del clip para mantener una extraordinaria durabilidad.

La fuerte adhesión mecánica es creada en la base del bracket mediante el uso de esferas de alúmina. El descementado es fácil y predecible.

Interactivo
Pasivo a Activo




Sistema de identificación



© 2015 Ortho Technology, Inc. Sensation es marca registrada de Ortho Technology, Inc.





Sensation™

Trabaja con eficiencia

Apertura simple



Cierre simple



Y lo más importante

Descementado predecible



Ver en la página 8 las instrucciones completas para apertura, cierre y descementado.





Sensation™

Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+11°	+5°	.126"	R	A180-12-1100P
				L	A180-12-2100P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.116"	R	A180-12-1200P
				L	A180-12-2200P
3 3 Cúspide con gancho	-2°	+8°	.138"	R	A180-12-1310P
				L	A180-12-2310P
4 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.126"	R	A180-12-1910P
				L	A180-12-2910P

Caso individual

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales

5 por paquete

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5 A180-12-2011

Código
.022" Slot

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.112"	U	A180-12-6800P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+7°	.138"	R	A180-12-3310P
				L	A180-12-4310P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-17°	0°	.126"	R	A180-12-3910P
				L	A180-12-4910P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Instrumento Apertura Sensation™ SLB

Instrumento de apertura del Clip



El clip de los brackets Sensation se debe abrir con el Instrumento de Apertura IOT-7920. **Utilizando el instrumento incorrectamente u otro instrumento puede provocar daños en el clip.**

Item #: IOT-7920
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Consejos importantes para la apertura / cierre del clip:

Una parte importante del procedimiento de cierre es asegurarse de que el arco está firmemente encajado en la base de la ranura antes de presionar en el clip. Esto se puede hacer con un director de ligadura o con una ligera presión del dedo sobre el arco. **Si no lo hace puede deformar el clip y hacer que quede inoperativo.**

Los clips del Sensation y Sensation M abren y cierran de la misma manera, sin embargo, cada uno requiere un instrumento único. Aunque ambos instrumentos pueden parecer similares, cada uno debe ser utilizado con el sistema de bracket apropiado.

Descementado predecible. Pasos

- Quite el alambre. Retire el composite sobrante de alrededor de los brackets con una fresa de alta velocidad.
- Instruir al paciente para morder un rollo de algodón debajo de la zona de los brackets que están siendo retirados. Agarrar el bracket con un alicate quitabackets recto o angulado en la unión bracket-composite. El bracket puede agarrarse a lo largo del contorno oclusolingival o el mesiodistal. Apretar suavemente el alicate y gradualmente incrementar la presión hasta que el bracket quede retirado del diente. **No tuerza ni tire del bracket.** El bracket está diseñado para dejar una capa de composite en el esmalte para seguridad. Este sistema deja la mayoría del composite sobrante en el diente después del descementado.



Apertura sencilla - Para abrir el Clip del Bracket Sensation:

- Coloque la parte inferior del instrumento dentro del orificio del clip.
- Incline el instrumento hacia gingival para evitar que el clip salte.
- Tire hacia abajo con no demasiada fuerza para abrir el clip.



Cierre Simple - Para cerrar el clip de Bracket Sensation:

- Haga una ligera presión para asentar el alambre en la base de la ranura utilizando la presión del dedo o de un director de ligaduras.
- Ejerza una ligera presión con el dedo, para cerrar el clip.



- Quitar el composite sobrante con una fresa de alta velocidad para descementados o con un alicate para retirar composite. Después de retirar el composite, seguir con una fresa de baja o alta velocidad para pulir esmalte.

Sensation M

Active Stainless Steel Self-Ligating Bracket System

La mezcla perfecta
de eficiencia y control



Control Ideal del tratamiento

Sensation M es un bracket autoligado interactivo de acero inoxidable que proporciona un control ideal en todas las etapas del tratamiento. La etapa pasiva del clip durante la fase inicial permite una nivelación y alineación más eficiente. La mecánica de deslizamiento también se ha mejorado durante las fases pasivas y de transición.

La etapa activa del clip se acopla con el arco de forma segura en la fase pasiva del slot, expresando plenamente el in-out, la angulación y el torque incorporados en el bracket.

A diferencia de los brackets tradicionales, donde las fuerzas pueden disminuir cuando las ligaduras se estiran en su lugar, el diseño del clip de autoligado ofrece niveles de fuerza continuos durante la deflexión / descarga del alambre. Esto permite a los profesionales una mejor gestión del tiempo entre las visitas al consultorio.



Código de color removible ID
Para una elección fácil del bracket

Diseño de Clip fijo
Evita la eliminación accidental

Línea vertical marcada
Actúa como una señal visual clara para la colocación en la parte superior e inferior



Ganchos redondeados lisos
Para mayor comodidad del paciente y enganche seguro de elásticos

Base anatómica
Proporciona un ajuste ideal del bracket a la superficie del diente

Micro Grabado Malla 80
Base de malla
Asegura la máxima fuerza de adhesión y facilita un desmontado previsible y seguro.

Diseñado con bajo perfil

Diseñado con bajo perfil
Contornos faciales redondeados y lisos para una mayor comodidad del paciente


Clip Integral de alta calidad

Fabricado con una aleación de níquel-cobalto para proporcionar resistencia y durabilidad

Mayor amplitud bajo las aletas

Para la aplicación de las cadenas elásticas

Sistema de Identificación



Pasivo a activo





Sensation™ M

Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+11°	+5°	.114"	R	A390-12-1100P
				L	A390-12-2100P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.106"	R	A390-12-1200P
				L	A390-12-2200P
3 3 Cúspide con gancho	-2°	+8°	.116"	R	A390-12-1310P
				L	A390-12-2310P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.116"	R	A390-12-1910P
				L	A390-12-2910P

Descripción caso individual

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales

5 por paquete

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5 A390-12-2011

Código
.022" Slot

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.098"	U	A390-12-6800P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+7°	.116"	R	A390-12-3310P
				L	A390-12-4310P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-17°	0°	.116"	R	A390-12-3910P
				L	A390-12-4910P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.



PARA PACIENTES QUE REQUIEREN Brackets estéticos

Sensation™ Interactivo
Sistema de Brackets
Autoligable cerámico

Consulte las páginas 6-8



Instrumento de Apertura Sensation™ M

Única herramienta de apertura diseñada específicamente para prevenir la sobrecarga del clip



Los brackets Sensation M se deben abrir utilizando el Instrumento de Apertura del Clip IOT-8920. Usando el instrumento incorrecto se puede dañar el clip.

Item #: IOT-8920
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Consejos importantes para la apertura y cierre del clip:


Una parte importante del procedimiento de cierre es asegurarse de que el arco se presiona firmemente en la base de la ranura antes de pulsar en el clip. Esto se puede hacer con un conductor de ligaduras o una ligera presión del dedo sobre el arco. **Si no lo hace puede deformar el clip y hacerlo inoperativo.**

Los clips de los brackets Sensation y Sensation M llevan el mismo sistema de apertura y cierre, sin embargo cada uno requiere un instrumento único y, aunque los instrumentos puedan parecer similares, cada uno debe ser utilizado con su adecuado sistema de bracket.



Apertura simple - Para abrir el clip del bracket Sensation M:

1. Coloque el gancho del instrumento de apertura en la puerta de la interfaz del bracket.
2. Inclíne el instrumento hacia gingival para evitar que salte el clip.
3. Tire suavemente hacia abajo para abrir de forma controlada.



Cierre simple - Para cerrar el clip del bracket Sensation M.

1. Presione ligeramente con el dedo o un director de ligaduras para asentar el arco en la base de la ranura.
2. Presionando con el dedo, cerrar el clip.

Sensation™

Bracket Autoligado Estético



Secuencia básica de arcos. Orden, Duración y Objetivo sugerido



Fase Pasiva Arcos redondos

.014", .016", o .018"

TruFlex™

NiTi Termal Forma Full

.014" Superior Item #: N6001-014

.014" Inferior Item #: N6001-114

.016" Superior Item #: N6001-016

.016" Inferior Item #: N6001-116

.018" Superior Item #: N6001-018

.018" Inferior Item #: N6001-118

- Comenzar nivelación y alineación
- Corregir rotaciones
- Iniciar el desarrollo de la arcada

TruFlex™

Nickel Titanium Termal

● Redondo

10 por paquete



Fase Transicional Arcos Rectangulares

.018" x .018"

TRIFECTA®

Nickel Titanium Termal Forma Full

.018" x .018" Superior Item #: N6003-047

.018" x .018" Inferior Item #: N6003-147

o

.020" x .020"

TRIFECTA®

Nickel Titanium Termal Forma Full

.020" x .020" Superior Item #: N6003-049

.020" x .020" Inferior Item #: N6003-149

- Continuar desarrollo arcada
- Completar nivelación y alineación
- Iniciar control de torque
- Iniciar coordinación arcada

TRIFECTA®

Nickel Titanium Termal

■ Rectangular

10 por paquete



Fase Activa Arcos Rectangulares

.018" x .025"

TruForce™ Acero Forma Full

.018" x .025" Superior Item #: S8000-112

.018" x .025" Inferior Item #: S8000-212

o

.019" x .025"

BetaForce™ Beta Titanium Forma Full

.019" x .025" Superior Item #: M6002-111

.019" x .025" Inferior Item #: M6002-211

TruForce™ Acero Forma Full

.019" x .025" Superior Item #: S8000-113

.019" x .025" Inferior Item #: S8000-213

- Comenzar la coordinación de la consolidación posterior de las arcadas
- Completar la coordinación de la consolidación posterior de las arcadas
- Completar expresión torque

TruForce™

Acero

■ Rectangular

10 por paquete

BetaForce™

Beta Titanium

■ Rectangular

10 por paquete

El orden de las fases anteriores, la duración y el objetivo básico de la secuencia de arcos, son una sugerencia y de ningún modo un sustituto de la experiencia profesional del Facultativo
© 2015 Ortho Technology, Inc. BetaForce, TruFlex, TruForce y TRIFECTA son marcas registradas de Ortho Technology, Inc.


Lotus Plus®

Sistema Autoligado Pasivo Convertible

Diseñado por Ortodoncistas
para tener un control total
y la máxima comodidad del paciente.

- Diseño mini gemelar de bajo perfil con forma romboidal que facilita su colocación.
- El bracket se ha diseñado para conseguir un movimiento pasivo, reduciendo la fricción y mejorando la mecánica de deslizamiento.
- No se necesitan instrumentos especiales. El bracket se abre fácilmente con una sonda, se cierra con alicate de Weingart, unas pinzas o el propio dedo. Se recomienda utilizar el instrumento específico de apertura Lotus Plus IOT-210 para tener un control total, pero no es imprescindible.
- Los clips de la arcada mandibular abren hacia gingival para minimizar la interferencia oclusal, los de la arcada maxilar abren hacia oclusal.
- Si durante la fase final del tratamiento desea más control de rotación, puede extraer el clip, convirtiendo el Lotus Plus en un bracket gemelar, para facilitar la colocación de cuñas de rotación o elásticos.

Sistema de identificación



**Ahorro de tiempo
en el cementado!**

Lotus Plus con
el clip abierto!



© 2015 Ortho Technology, Inc. Lotus Plus es una marca registrada de Ortho Technology.

Diseño abierto
Permite la máxima higiene del paciente

Diseño de clip patentado
Permite una fácil apertura y un cierre seguro del clip

Clip de fácil apertura
Se abre fácilmente con un explorador

Sistema de identificación
Cada cuadrante tiene un código de color por punto y un marcado ID permanente

Perfil muy bajo para una apariencia más estética
Máxima comodidad y satisfacción del paciente. Evita interferencias a nivel oclusal e incisal. La guía del alambre permite incrementar la fuerza del mismo

Base con malla de 80
Para asegurar máxima adherencia

Diseño Mini-Twin
Con forma romboidal para una fácil colocación

Clip Convertible
Permite extraer el clip si se desea, para usar ligaduras durante la fase final

Alta calidad del Níquel Titanio Térmico
Mayor flexibilidad y durabilidad


Bordes lisos y redondeados
Para el máximo confort del paciente

Aletas perfectamente definidas, suaves y redondeadas para una ligación más fácil y segura

Base contorneada
Proporciona una simple y precisa colocación del bracket

Bracket de bicúspide disponible con sobre malla gingival
Reduce la interferencia y disminuye el fracaso del descementado

Apertura fácil



Abre fácilmente sin necesidad de herramientas especiales
Simplemente inserte el extremo de un explorador en la abertura circular situada justo debajo de la ranura para el arco.



Girar hacia abajo el explorador en un movimiento de 45° permite abrir el clip con facilidad. **No tire del clip hacia abajo ya que esto sacaría el clip involuntariamente.** El clip hará "clic" una vez al desengancharse de la parte superior y "clic" una segunda vez cuando se abra completamente.

Perfil más bajo



Lotus Plus® Damon® Q™ In-Ovation® R

Acabado con control

Bracket Convertible



Si durante la fase final del tratamiento desea más control de rotación puede extraer el clip fácilmente y poner una ligadura o cuña de rotación

Para convertir el bracket en gemelar

Tirar del clip hasta que se desenganche del bracket y así habrá convertido el bracket. El clip puede insertarse una vez extraído.



Cierre seguro



Usando un alicate Weingart o unas pinzas abiertas y colocando una punta en la parte de arriba del bracket y la otra por debajo del orificio de apertura del clip, aplique una suave presión y el clip comenzará a moverse hacia arriba. El clip hará "clic" una vez se desenganche y un segundo "clic" cuando se cierre.



AHORRE TIEMPO
Instrumentos especiales para Lotus Plus®

Ver páginas 154-155





Casos individuales Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales 5 por paquete

LotusPlus® Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.114"	R	A300-12-1100P
				L	A300-12-2100P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.110"	R	A300-12-1200P
				L	A300-12-2200P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.110"	R	A300-12-1310P
				L	A300-12-2310P
3 3 Cúspide	0°	+11°	.110"	R	A300-12-1300P
				L	A300-12-2300P
4 5/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.114"	R	A300-12-1910P
				L	A300-12-2910P
4 5/5 Bicúspide	-7°	0°	.114"	U	A300-12-5900P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Descripción caso Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, & 5

Código
.022" Slot

A7322-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.102"	U	A300-12-6800P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.114"	R	A300-12-3310P
				L	A300-12-4310P
3 3 Cúspide	-11°	+5°	.114"	R	A300-12-3300P
				L	A300-12-4300P
4 4 1st Bicúspide c/gancho y off	-17°	0°	.114"	R	A300-12-3430P
				L	A300-12-4430P
4 4 1st Bicúspide con offset	-17°	0°	.114"	U	A300-12-6420P
5 5 2nd Bicúspide c/gancho y off	-22°	0°	.114"	R	A300-12-3530P
				L	A300-12-4530P
5 5 2nd Bicúspide con offset	-22°	0°	.114"	U	A300-12-6520P

LotusPlus® MBT Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+4°	.114"	R	A300-22-1100P
				L	A300-22-2100P
2 2 Lateral	+10°	+8°	.110"	R	A300-22-1200P
				L	A300-22-2200P
3 3 Cúspide	0°	+8°	.110"	R	A300-22-1340P
				L	A300-22-2340P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.110"	R	A300-22-1350P
				L	A300-22-2350P
3 3 Cúspide	-7°	+8°	.110"	R	A300-22-1300P
				L	A300-22-2300P
3 3 Cúspide con gancho	-7°	+8°	.110"	R	A300-22-1310P
				L	A300-22-2310P
4 5/5 Bicúspide	-7°	0°	.114"	U	A300-22-5900P
4 5/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.114"	R	A300-22-1910P
				L	A300-22-2910P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación de los Drs. McLaughlin, Benet and Trevisi.

Descripción caso Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, & 5**

Código
.022" Slot

A5322-1345

Incluye brackets superiores A300-22-1350P, A300-22-2350P e inferiores A300-22-3350P, A300-22-4350P + 0° torque en caninos (3s)

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.102"	U	A300-22-6800P
3 3 Cúspide	-6°	+3°	.114"	R	A300-22-3300P
				L	A300-22-4300P
3 3 Cúspide	0°	+3°	.114"	R	A300-22-3340P
				L	A300-22-4340P
3 3 Cúspide con gancho	-6°	+3°	.114"	R	A300-22-3310P
				L	A300-22-4310P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.114"	R	A300-22-3350P
				L	A300-22-4350P
4 4 1st Bicúspide con offset	-12°	+2°	.114"	R	A300-22-3420P
				L	A300-22-4420P
4 4 1st Bicúspide c/gancho y off	-12°	+2°	.114"	R	A300-22-3430P
				L	A300-22-4430P
5 5 2nd Bicúspide con offset	-17°	+2°	.114"	R	A300-22-3520P
				L	A300-22-4520P
5 5 2nd Bicúspide c/gancho y off	-17°	+2°	.114"	R	A300-22-3530P
				L	A300-22-4530P

Lotus Plus®

Damon® Estándar Torque Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+15°	+5°	.114"	R	A300-72-1190P
				L	A300-72-2190P
2 2 Lateral	+6°	+9°	.110"	R	A300-72-1290P
				L	A300-72-2290P
3 3 Cúspide	+7°	+5°	.110"	R	A300-72-1390P
				L	A300-72-2390P
3 3 Cúspide con gancho	+7°	+5°	.110"	R	A300-72-1391P
				L	A300-72-2391P
4/5 4/5 Bicúspide	-11°	+2°	.114"	R	A300-72-1990P
				L	A300-72-2990P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-11°	+2°	.114"	R	A300-72-1991P
				L	A300-72-2991P
4/5 4/5 Bicúspide c/gancho y off	-11°	+2°	.114"	R	A300-72-1930P
				L	A300-72-2930P

Lotus Plus®

Damon® Bajo Torque Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+2°	+5°	.114"	R	A300-72-1170P
				L	A300-72-2170P
2 2 Lateral	-5°	+9°	.110"	R	A300-72-1270P
				L	A300-72-2270P
3 3 Cúspide	-9°	+5°	.110"	R	A300-72-1370P
				L	A300-72-2370P
3 3 Cúspide con gancho	-9°	+5°	.110"	R	A300-72-1371P
				L	A300-72-2371P
4/5 4/5 Bicúspide	-11°	+2°	.114"	R	A300-72-1990P
				L	A300-72-2990P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-11°	+2°	.114"	R	A300-72-1991P
				L	A300-72-2991P

Standard Torque Rx

Lotus Plus®

Damon® Súper Torque Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+22°	+5°	.114"	R	A300-72-1180P
				L	A300-72-2180P
2 2 Lateral	+13°	+9°	.110"	R	A300-72-1280P
				L	A300-72-2280P
3 3 Cúspide	+11°	+5°	.110"	R	A300-72-1380P
				L	A300-72-2380P
3 3 Cúspide con gancho	+11°	+5°	.110"	R	A300-72-1381P
				L	A300-72-2381P
4/5 4/5 Bicúspide	-11°	+2°	.114"	R	A300-72-1990P
				L	A300-72-2990P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-11°	+2°	.114"	R	A300-72-1991P
				L	A300-72-2991P

Standard Torque Rx

© 2015 Ortho Technology, Inc. Lotus Plus es una marca registrada por Ortho Technology. * La versión de Damon de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Damon.

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, & 5

Código
.022" Slot
A6322-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.022" Slot
1 1 Central	-3°	+2°	.102"	R	A300-72-3190P
				L	A300-72-4190P
2 2 Lateral	-3°	+4°	.102"	R	A300-72-3290P
				L	A300-72-4290P
3 3 Cúspide	+7°	+5°	.114"	R	A300-72-3390P
				L	A300-72-4390P
3 3 Cúspide con gancho	+7°	+5°	.114"	R	A300-72-3391P
				L	A300-72-4391P
4 4 1 st Bicúspide con offset	-12°	+4°	.114"	R	A300-72-3492P
				L	A300-72-4492P
4 4 1 st Bicúspide c/gancho y off	-12°	+4°	.114"	R	A300-72-3493P
				L	A300-72-4493P
5 5 2 nd Bicúspide con offset	-17°	+4°	.114"	R	A300-72-3592P
				L	A300-72-4592P
5 5 2 nd Bicúspide c/gancho y off	-17°	+4°	.114"	R	A300-72-3593P
				L	A300-72-4593P

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, & 5

Código
A6422-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.022" Slot
1 1 Central	-11°	+2°	.102"	R	A300-72-3170P
				L	A300-72-4170P
2 2 Lateral	-11°	+4°	.102"	R	A300-72-3270P
				L	A300-72-4270P
3 3 Cúspide	0°	+5°	.114"	R	A300-72-3370P
				L	A300-72-4370P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+5°	.114"	R	A300-72-3371P
				L	A300-72-4371P
4 4 1 st Bicúspide con offset	-12°	+4°	.114"	R	A300-72-3492P
				L	A300-72-4492P
4 4 1 st Bicúspide c/gancho y off	-12°	+4°	.114"	R	A300-72-3493P
				L	A300-72-4493P
5 5 2 nd Bicúspide con offset	-17°	+4°	.114"	R	A300-72-3592P
				L	A300-72-4592P
5 5 2 nd Bicúspide c/gancho y off	-17°	+4°	.114"	R	A300-72-3593P
				L	A300-72-4593P

Standard Torque Rx


Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, & 5

Código
A6522-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.022" Slot
1 1 Central	-3°	+2°	.102"	R	A300-72-3190P
				L	A300-72-4190P
2 2 Lateral	-3°	+4°	.102"	R	A300-72-3290P
				L	A300-72-4290P
3 3 Cúspide	+13°	+5°	.114"	R	A300-72-3380P
				L	A300-72-4380P
3 3 Cúspide con gancho	+13°	+5°	.114"	R	A300-72-3381P
				L	A300-72-4381P
4 4 1 st Bicúspide con offset	-5°	+4°	.114"	R	A300-72-3482P
				L	A300-72-4482P
4 4 1 st Bicúspide c/gancho y off	-5°	+4°	.114"	R	A300-72-3483P
				L	A300-72-4483P
5 5 2 nd Bicúspide con offset	-17°	+4°	.114"	R	A300-72-3592P
				L	A300-72-4592P
5 5 2 nd Bicúspide c/gancho y off	-17°	+4°	.114"	R	A300-72-3593P
				L	A300-72-4593P

Standard Torque Rx



¡Herramientas de marketing para hacer CRECER su negocio!



Tipodontos Lotus Plus®



Tipodonto con malocclusion de Lotus Plus
Item #: AG50-623



Tipodonto con la oclusion ideal de Lotus Plus
Item #: AG50-622



Lotus Plus®

Sistema Autoligado Pasivo Convertible

Secuencia de Arcos, Duración, Orden y Tamaños sugeridos



Fase I Arcos redondos		Duración	Objetivo	TruFlex™ Copper Niti ● Redondo 10 por paquete
.013" o .014" U/L TruFlex™ Copper NiTi Stops Forma Universal .013" Item #: N2004-101ST .014" Item #: N2004-102ST		10 Semanas	Casos con apiñamiento	
.018" U/L TruFlex™ Copper NiTi Stops Forma Universal Item #: N2004-104ST		10 Semanas	Nivelar y alinear. Comenzar el desarrollo de la arcada. Resolver el 90% de las rotaciones.	
Fase II Arcos rectangulares				TruFlex™ Copper Niti ■ Rectangular 10 por paquete
.014" x .025" U/L TruFlex™ Copper NiTi Stops Forma Universal Item #: N2004-105ST		10-20 Semanas	Nivelación y alineación completa. Resolver las rotaciones restantes. Iniciar el control del torque. Consolidación de los espacios anteriores. Continuar con el desarrollo de la arcada. sin expansiones o quad-helix.	
.018" x .025" U/L TruFlex™ Copper NiTi Stops Forma Universal Item #: N2004-108ST		4-6 Semanas	Afinar el control de torque. Continuar con el desarrollo de la arcada.	
Fase III Trabajo mecánico				TruForce™ Acero ■ Rectangular 10 por paquete BetaForce™ Beta Titanio ■ Rectangular 10 por paquete
.019" x .025" U/L TruForce™ Acero Forma Universal Item #: S2003-119		20-30 Semanas	Finalizar el control del torque. Consolidación de los espacios posteriores. Ajustes bucal, lingual, anterior y posterior Coordinación de la forma de arcada.	
Fase IV Acabado				
.019" x .025" U/L TruForce™ Acero Forma Universal Item #: S2003-119 o .019" x .025" U/L BetaForce™ Beta Titanio Forma Universal Item #: M2002-119		10 Semanas	Detalles específicos de la forma de arcada del paciente.	

Respecto a la secuencia sugerida en el orden, duración y objetivos de los arcos no tiene la intención de sustituir los conocimientos profesionales del Doctor.
© 2015 Ortho Technology, Inc. BetaForce, TruFlex, y TruForce son marcas registradas de Ortho Technology.



Contornos redondeados
Para la comodidad del paciente

Diseño de la ranura
Pulido para un aumento del deslizamiento mecánico

Alta calidad del material
Fabricado en alta calidad de cristal puro de zafiro

Base de cementado única
Facilita el descementado




Ganchos duros
Para la comodidad del paciente y un enganche seguro de elásticos

Identificación por colores removibles

Amplio espacio en el diseño de las alas
Facilidad para ligar el bracket

Base curvada redondeada

Sistema de identificación



© 2015 Ortho Technology, Inc. PURE es una marca registrada de Ortho Technology.



PURE® Pacientes estéticos



Le enseñamos la macro fotografía de la impecable transparencia del bracket PURE. Fabricado de puro zafiro monocristalino para un sistema de brackets con la mayor transparencia disponible para una excepcional estética. Casi invisible junto a la tonalidad del diente y se mantiene cristal transparente sin macharse.

PURE® Base Curvada Redondeada



La anatómica base curvada del bracket permite una rápida y ágil retirada del bracket. El diseño específico de cada bracket adecuado a la perfecta curvatura del diente, aumenta la fuerza de adhesión.


PURE® Pacientes con bienestar



Cada bracket PURE ha sido diamantado y pulido con calor para lograr un producto redondeado, con ganchos suaves para comprometerlos con el confort del paciente. El pequeño tamaño del bracket y también el diseño de bajo perfil, proporcionan un bracket deseado y apreciado por los profesionales.


Los brackets PURE también son funcionales, el espacio bajo las aletas permite un fácil ligado, excepcionalmente fuerte y con gran resistencia a las fracturas

PURE® Previsible descementado




Retirar el sobrante de alrededor del bracket con una fresa de descementar de alta velocidad.

Instruir al paciente para morder debajo de un rollo de algodón, cuando se realiza la retirada de brackets.



Agarrar el bracket con un alicate quitabrackets recto o angulado en la unión bracket-composite. El bracket puede cogerse a lo largo del contorno oclusal-gingival o el mesial-distal. Apretar suavemente el alicate y gradualmente incrementar la presión hasta que el bracket quede retirado del diente. No tuerza ni tire del bracket.



El bracket está diseñado para dejar una capa de composite en el esmalte para seguridad. Este sistema deja la mayoría del composite sobrante en el diente después del descementado. Quitar el composite sobrante con una fresa de alta velocidad para descementados o con un alicate para retirar composite. Después de retirar el composite, seguir con una fresa de baja velocidad para pulir esmalte.

PURE® Adhesión Resistente



SEM Demostración fotográfica del único doble método de unión (DFM). La base adhesiva del PURE es recubierta con polvo de zirconia creando millones de cortes debajo del adhesivo del bracket, proporcionando una retención mecánica.

Este proceso concede una retención segura durante el tratamiento y proporciona una previsible retirada al final del tratamiento





Descripción caso individual
Superior/Inferior 3x3 ganchos en 3

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales
5 por paquete

PURE®

Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.126"	R	AS18001P	AS22101P
				L	AS18002P	AS22102P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.116"	R	AS18011P	AS22111P
				L	AS18012P	AS22112P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.126"	R	AS18021P	AS22121P
				L	AS18022P	AS22122P
4 5/4 5 Bicúspide	-7°	0°	.126"	U	AS18030P	AS22130P
4 5/4 5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.126"	R	AS18031P	AS22131P
				L	AS18032P	AS22132P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Descripción caso	Código	.018" Slot	.022" Slot
Superior/Inferior 3x3 Ganchos en 3	AS18300	AS22300	
Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5	AS18340	AS22340	

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.112"	U	AS18041P	AS22141P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.126"	R	AS18051P	AS22151P
				L	AS18052P	AS22152P
4 4 1 st Bicúspide	-17°	0°	.126"	U	AS18060P	AS22160P
4 4 1 st Bicúspide con gancho	-17°	0°	.126"	R	AS18061P	AS22161P
				L	AS18062P	AS22162P
5 5 2 nd Bicúspide	-22°	0°	.126"	U	AS18070P	AS22170P
5 5 2 nd Bicúspide con gancho	-22°	0°	.126"	R	AS18071P	AS22171P
				L	AS18072P	AS22172P

PURE®

MBT Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+4°	.126"	R	AS22801P
				L	AS22802P
2 2 Lateral	+10°	+8°	.116"	R	AS22811P
				L	AS22812P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.126"	R	AS22821P
				L	AS22822P
4 5/4 5 Bicúspide	-7°	0°	.126"	U	AS22833P
4 5/4 5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.126"	R	AS22831P
				L	AS22832P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación de los Drs. McLaughlin, Benet and Trevisi.

Descripción caso	Código	.022" Slot
Superior/Inferior 3x3 Ganchos en 3	AS22800	
Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5	AS22840	

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.112"	U	AS22841P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.126"	R	AS22851P
				L	AS22852P
4 4 1 st Bicúspide	-12°	+2°	.126"	R	AS22863P
				L	AS22864P
4 4 1 st Bicúspide con gancho	-12°	+2°	.126"	R	AS22861P
				L	AS22862P
5 5 2 nd Bicúspide	-17°	+2°	.126"	R	AS22873P
				L	AS22874P
5 5 2 nd Bicúspide con gancho	-17°	+2°	.126"	R	AS22871P
				L	AS22872P

Herramientas de marketing

PARA HACER CRECER SU PRÁCTICA!



**Tipodonto
PURE**
Item #: AG50-105



PURE®

Estándar Edgewise

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 sin ganchos
Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3

Código

	.018" Slot	.022" Slot
Superior/Inferior 5x5 sin ganchos	AS18350	AS22350
Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3	AS18450	AS22450


Estándar Edgewise	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
Central	0°	0°	.126"	U	AS18400P	AS22400P
Lateral	0°	0°	.116"	U	AS18410P	AS22410P
Cúspide	0°	0°	.126"	U	AS18420P	AS22420P
Cúspide con gancho	0°	0°	.126"	UB/LL	AS18421P	AS22421P
				UL/LR	AS18422P	AS22422P
Bicúspide	0°	0°	.126"	U	AS18430P	AS22430P
Anterior Inferior	0°	0°	.112"	U	AS18440P	AS22440P




Reflections™

Bracket cerámico

La alternativa transparente
para un tratamiento invisible



Sistema de identificación



© 2015 Ortho Technology, Inc. Reflections es una marca registrada de Ortho Technology.



Reflections™

Bracket cerámico

Eficacia clínica probada

El sistema de brackets cerámicos Reflections ofrece una única combinación de estética, función y fuerza. El diseño de la base con cola de pez tiene unas muescas que retienen cualquier adhesivo con firmeza y garantizan la mejor mecánica en la adhesión, facilitando además el decementado. Los brackets Reflections están fabricados en un 99,9% con alúmina para

asegurar a los pacientes la translucidez exigida. Los brackets Reflections están diseñados para minimizar la aparición de fracturas en el bracket, aumentar el control de torque, disminuir la resistencia al deslizamiento y proporcionar la funcionalidad que el ortodoncista necesita.

Los brackets Reflections son la alternativa más clara para el tratamiento estético.



Bordes redondeados

Para mayor comodidad del paciente



Los surcos con forma de cola de pez

Proporcionan una retención mecánica superior



El diseño del slot

Mejora la mecánica de deslizamiento

Extremadamente resistente al desgaste del slot, al agrietamiento y a las fracturas



Aletas amplias y contorneadas

para facilitar el ligado y una mayor comodidad del paciente



El contorno y composición de la base

Proporcionan un ajuste ideal



Con la más alta calidad en materiales translúcidos

un 99,9% de alúmina policristalina pura, el bracket ofrece una fuerza insuperable y agradable estética

Reflections™

Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.155"	R	ABREF-001P	ABREF-101P
				L	ABREF-002P	ABREF-102P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.133"	R	ABREF-011P	ABREF-111P
				L	ABREF-012P	ABREF-112P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.131"	R	ABREF-021P	ABREF-121P
				L	ABREF-022P	ABREF-122P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	ABREF-031P	ABREF-131P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	ABREF-030P	ABREF-130P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

	Código
Descripción caso	.018" Slot .022" Slot
Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5	ABF18-1345 ABF22-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.110"	U	ABREF-041P	ABREF-141P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.133"	R	ABREF-051P	ABREF-151P
				L	ABREF-052P	ABREF-152P
4 4 1ª Bicúspide con gancho	-17°	0°	.133"	U	ABREF-061P	ABREF-161P
4 4 1ª Bicúspide	-17°	0°	.133"	U	ABREF-060P	ABREF-160P
5 5 2ª Bicúspide con gancho	-22°	0°	.133"	U	ABREF-071P	ABREF-171P
5 5 2ª Bicúspide	-22°	0°	.133"	U	ABREF-070P	ABREF-170P



Descripción caso individual

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales

5 por paquete

Reflections™

Roth Prescripción*

"V" Slot (.025" x .025")

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.155"	R	ABREF-601P
				L	ABREF-602P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.133"	R	ABREF-611P
				L	ABREF-612P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.131"	R	ABREF-621P
				L	ABREF-622P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	ABREF-631P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	ABREF-630P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Código

.022" Slot

ABF322-1345

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.110"	U	ABREF-640P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.133"	R	ABREF-651P
				L	ABREF-652P
4 4 1st Bicúspide con gancho	-17°	0°	.133"	U	ABREF-661P
4 4 1st Bicúspide	-17°	0°	.133"	U	ABREF-660P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-22°	0°	.133"	U	ABREF-671P
5 5 2nd Bicúspide	-22°	0°	.133"	U	ABREF-670P

Reflections™

McLaughlin, Bennett, & Trevisi Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+4°	.155"	R	ABREF-801P
				L	ABREF-802P
2 2 Lateral	+10°	+8°	.133"	R	ABREF-811P
				L	ABREF-812P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.131"	R	ABREF-821P
				L	ABREF-822P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	ABREF-830P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	ABREF-831P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación de los Drs. McLaughlin, Benet and Trevisi.

Código

.018" Slot .022" Slot

ABFM18-1345 ABFM22-1345

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.110"	U	ABREF-841P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.133"	R	ABREF-851P
				L	ABREF-852P
4 4 Bicúspide con gancho	-12°	+2°	.133"	R	ABREF-861P
				L	ABREF-862P
4 4 Bicúspide	-12°	+2°	.133"	R	ABREF-863P
				L	ABREF-864P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-17°	+2°	.133"	R	ABREF-871P
				L	ABREF-872P
5 5 2nd Bicúspide	-17°	+2°	.133"	R	ABREF-873P
				L	ABREF-874P

Reflections™

Estándar Edgewise

Descripción Caso

Superior/Inferior 5x5 Sin Ganchos

Código
.022" Slot
ABF222-1000


Estándar Edgewise	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
Central	0°	0°	.155"	U	ABREF-200P	ABREF-300P
Lateral	0°	0°	.131"	U	ABREF-210P	ABREF-310P
Cúspide	0°	0°	.131"	U	ABREF-220P	ABREF-320P
Bicúspide	0°	0°	.131"	U	ABREF-230P	ABREF-330P
Anterior Inferior	0°	0°	.110"	U	ABREF-240P	ABREF-340P




Encore!™

Bracket Cerámico con Ranura Metálica

La Estética de los cerámicos con la funcionalidad del metal



Sistema de identificación





Descripción caso individual

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales

5 por paquete

Encore!™

Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.155"	R	AMC-001P	AMC-101P
				L	AMC-002P	AMC-102P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.133"	R	AMC-011P	AMC-111P
				L	AMC-012P	AMC-112P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.131"	R	AMC-021P	AMC-121P
				L	AMC-022P	AMC-122P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	AMC-031P	AMC-131P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	AMC-030P	AMC-130P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Código

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5

.018" Slot

AMC18-1345

.022" Slot

AMC22-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.110"	U	AMC-041P	AMC-141P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.133"	R	AMC-051P	AMC-151P
				L	AMC-052P	AMC-152P
4 4 1st Bicúspide con gancho	-17°	0°	.133"	U	AMC-061P	AMC-161P
4 4 1st Bicúspide	-17°	0°	.133"	U	AMC-060P	AMC-160P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-22°	0°	.133"	U	AMC-071P	AMC-171P
5 5 2nd Bicúspide	-22°	0°	.133"	U	AMC-070P	AMC-170P

Encore!™

MBT Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+4°	.155"	R	AMC-701P	AMC-801P
				L	AMC-702P	AMC-802P
2 2 Lateral	+10°	+8°	.133"	R	AMC-711P	AMC-811P
				L	AMC-712P	AMC-812P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.131"	R	AMC-721P	AMC-821P
				L	AMC-722P	AMC-822P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	AMC-731P	AMC-831P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	AMC-730P	AMC-830P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación de los Drs. McLaughlin, Benet and Trevisi.

Código

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5

.018" Slot

AMCM18-1345

.022" Slot

AMCM22-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.110"	U	AMC-741P	AMC-841P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.133"	R	AMC-751P	AMC-851P
				L	AMC-752P	AMC-852P
4 4 Bicúspide con gancho	-12°	+2°	.133"	R	AMC-761P	AMC-861P
				L	AMC-762P	AMC-862P
4 4 Bicúspide	-12°	+2°	.133"	R	AMC-763P	AMC-863P
				L	AMC-764P	AMC-864P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-17°	+2°	.133"	R	AMC-771P	AMC-871P
				L	AMC-772P	AMC-872P
5 5 2nd Bicúspide	-17°	+2°	.133"	R	AMC-773P	AMC-873P
				L	AMC-774P	AMC-874P

Avalon®

Bracket de Composite con ranura metálica

La estética que el paciente quiere, con la funcionalidad que necesita el doctor



Descripción caso
Superior/Inferior 5x5
ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales
5 por paquete

- Contornos redondeados para la comodidad del paciente
- Identificación por colores removibles
- Calidad del material. Fabricado en poliuretano de grado médico
- Ranura metálica para mejorar la mecánica deslizante y resistir las fuerzas de torque elevado o torque superior
- Amplio espacio en el diseño de las alas. Facilidad para ligar el bracket
- Base microarenada con surcos de retención mecánica



Avalon®
Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.155"	R	AA18-001P	AA22-001P
				L	AA18-002P	AA22-002P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.133"	R	AA18-011P	AA22-011P
				L	AA18-012P	AA22-012P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.131"	R	AA18-021P	AA22-021P
				L	AA18-022P	AA22-022P
4 5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	AA18-031P	AA22-031P
4 5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	AA18-030P	AA22-030P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

¹0° torque en cúspides (3).

© 2015 Ortho Technology, Inc. Avalon es una marca registrada por Ortho Technology.

Descripción caso
Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5

Código

.018" Slot

.022" Slot

AAV18-1345¹

AAV22-1345¹

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.110"	U	AA18-041P	AA22-041P
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.110"	U	AA18-741P	AA22-841P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.133"	R	AA18-051P	AA22-051P
				L	AA18-052P	AA22-052P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.133"	R	AA18-751P	—
				L	AA18-752P	—
4 4 1 st Bicúspide con gancho	-17°	0°	.133"	U	AA18-061P	AA22-061P
4 4 1 st Bicúspide	-17°	0°	.133"	U	AA18-060P	AA22-060P
5 5 2 nd Bicúspide con gancho	-22°	0°	.133"	U	AA18-071P	AA22-071P
5 5 2 nd Bicúspide	-22°	0°	.133"	U	AA18-070P	AA22-070P




OrthoFlex™

Bracket de Composite

La elección transparente

- Contornos redondeados**
Para la comodidad del paciente
- Diseño de la ranura**
Aumenta el deslizamiento mecánico.
Ranura resistente a la torsión y fracturas
- Calidad del material**
Fabricado en poliuretano de grado médico para resistir los desgastes
- Base con doble curvatura**
Para mayor fijación al diente
- Cementado y decementado similar a los brackets metálicos**




- Identificación por colores removibles**
Fácil identificación de los brackets
- Translúcido**
Mimetiza color del diente
- Amplio espacio en el diseño de las alas**
Facilidad para ligar el bracket
- Retención mecánica.**
Posee 3 surcos para una mayor retención y fácil retirada
- Alas contorneadas**
Para la comodidad del paciente



- Tratamiento de la base con sílice "Micro Rock"**
Permite la utilización de cualquier adhesivo
- No necesita aplicar primer plástico**

Sistema de identificación



© 2015 Ortho Technology, Inc. OrthoFlex es una marca registrada por Ortho Technology.



Descripción caso individual

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales

5 por paquete



OrthoFlex™

Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.155"	R	ACOM-001P	ACOM-101P
				L	ACOM-002P	ACOM-102P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.133"	R	ACOM-011P	ACOM-111P
				L	ACOM-012P	ACOM-112P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.131"	R	ACOM-021P	ACOM-121P
				L	ACOM-022P	ACOM-122P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	ACOM-031P	ACOM-131P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	ACOM-030P	ACOM-130P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5

Código

.018" Slot .022" Slot
ACM18-1345 ACM22-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.110"	U	ACOM-041P	ACOM-141P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.133"	R	ACOM-051P	ACOM-151P
				L	ACOM-052P	ACOM-152P
4 4 1 st Bicúspide con gancho	-17°	0°	.133"	U	ACOM-061P	ACOM-161P
4 4 1 st Bicúspide	-17°	0°	.133"	U	ACOM-060P	ACOM-160P
5 5 2 nd Bicúspide con gancho	-22°	0°	.133"	U	ACOM-071P	ACOM-171P
5 5 2 nd Bicúspide	-22°	0°	.133"	U	ACOM-070P	ACOM-170P

OrthoFlex™

MBT Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+4°	.155"	R	ACOM-701P	ACOM-801P
				L	ACOM-702P	ACOM-802P
2 2 Lateral	+10°	+8°	.133"	R	ACOM-711P	ACOM-811P
				L	ACOM-712P	ACOM-812P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.131"	R	ACOM-721P	ACOM-821P
				L	ACOM-722P	ACOM-822P
4/5 4/5 Bicúspide universal	-7°	0°	.130"	U	ACOM-730P	ACOM-830P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	U	ACOM-731P	ACOM-831P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación de los Drs. McLaughlin, Benet and Trevisi.

Descripción caso

Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5

Código

.018" Slot .022" Slot
ACMM18-1345 ACMM22-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.110"	U	ACOM-741P	ACOM-841P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.133"	R	ACOM-751P	ACOM-851P
				L	ACOM-752P	ACOM-852P
4 4 1 st Bicúspide con gancho	-12°	+2°	.133"	R	ACOM-761P	ACOM-861P
				L	ACOM-762P	ACOM-862P
4 4 1 st Bicúspide	-12°	+2°	.133"	R	ACOM-763P	ACOM-863P
				L	ACOM-764P	ACOM-864P
5 5 2 nd Bicúspide con gancho	-17°	+2°	.133"	R	ACOM-771P	ACOM-871P
				L	ACOM-772P	ACOM-872P
5 5 2 nd Bicúspide	-17°	+2°	.133"	R	ACOM-773P	ACOM-873P
				L	ACOM-774P	ACOM-874P

OrthoFlex™

Estándar Edgewise

Estándar Edgewise	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
Central	0°	0°	.155"	U	ACOM-400P	ACOM-300P
Lateral	0°	0°	.131"	U	ACOM-401P	ACOM-301P
Cúspide	0°	0°	.131"	U	ACOM-402P	ACOM-302P
Bicúspide	0°	0°	.131"	U	ACOM-403P	ACOM-303P
Anterior Inferior	0°	0°	.110"	U	ACOM-404P	ACOM-304P

NEW!



Fuerza y consistencia revolucionarias en un bracket de una sola pieza

Diseño Inteligente del gancho

Los ganchos suaves y redondeados reducen la irritación de los tejidos blandos

Líneas marcadas en cruz

Las líneas de marcado verticales y horizontales en el centro superior del bracket son únicas para una mejor visualización y cementado. La patentada línea horizontal en relieve sobre la base del bracket mejora aún más la visibilidad para una óptima precisión

Base micrograbada con sistema de postes

Creada a partir de la base original del Marquist™, el rediseño del bracket Pinnacle cuenta con unos postes anulados que ofrecen una superficie más amplia para una retención superior y un mejor cementado



Sistema de Identificación permanente

con una codificación por color que desaparece con la saliva y sobre un relieve permanente de identificación

Slot con contornos redondeados


Los puntos de entrada y salida del slot están perfectamente redondeados para evitar el notching en el arco, sobre todo en rotaciones y en los movimientos de retracción y protracción

Base polimérica optimizada en los contornos

Los brackets están contorneados de forma individual para conseguir un ajuste más preciso en el cementado de cada diente



Sistema de identificación



NEW!



El bracket Pinnacle está fabricado en una sola pieza, lo que lo convierte en un bracket altamente resistente

El bracket Pinnacle ha revolucionado el ya innovador diseño original del bracket Marquis™, proporcionando a los doctores un incremento en la eficiencia y productividad al cumplir con las expectativas de fuerza y consistencia que se exigen a un bracket de una sola pieza.

Los visibles avances del bracket Pinnacle se derivan de su proceso de fabricación. A través de la tecnología MIM de metal inyectado en un molde, se consiguen los contornos y estructuras más complejos, lo que redonda en una notable disminución de la fricción, una mayor comodidad para el paciente, y una mayor visibilidad de las guías de cementado. El proceso de acabado da al Pinnacle una superficie pulida de altísimo brillo que lo califica como uno de los brackets gemelares más modernos de la industria ortodóncica.

Pinnacle™

Prescripción Roth* con antirotación

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.130"	R	A360-91-1100P	A360-92-1100P
				L	A360-91-2100P	A360-92-2100P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.109"	R	A360-91-1200P	A360-92-1200P
				L	A360-91-2200P	A360-92-2200P
3 3 Cúspide	-2°	+13°	.117"	R	A360-91-1301P	A360-92-1301P
				L	A360-91-2301P	A360-92-2301P
3 3 Cúspide con gancho	-2	+13°	.117"	R	A360-91-1311P	A360-92-1311P
				L	A360-91-2311P	A360-92-2311P
4 4 Bicúspide	-7°	0°	.120"	R	A360-91-1902P	A360-92-1902P
				L	A360-91-2902P	A360-92-2902P
4 4 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.120"	R	A360-91-1912P	A360-92-1912P
				L	A360-91-2912P	A360-92-2912P
4 4 Bicúspide w/offset pad	-7°	0°	.120"	R	A360-91-1922P	A360-92-1922P
				L	A360-91-2922P	A360-92-2922P
4 4 Bicúspide c/gancho y off	-7°	0°	.120"	R	A360-91-1932P	A360-92-1932P
				L	A360-91-2932P	A360-92-2932P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Maxilar antirotación

Centrales y Laterales = 0°
Cúspides = +4°M
Bicúspides = +2°D

Mandibular antirotación

Anteroinferior = 0°
Cúspides = +2°M
Bicúspides = +4°D

Bajo perfil y bordes contorneados

para una mayor comodidad del paciente

Espacios amplios detrás de las aletas

para un mejor ligado

Slot con antirotación

La versión de Ortho Technology de la prescripción Roth incorpora la antirotación en el slot, impidiendo la rotación no deseada durante la mecánica de deslizamiento.

Descripción caso	Código
Superior/Inferior 5x5 ganchos on 3, 4, 5 Offsets (U/L 4,5)	.018" Slot .022" Slot A360-91-2031 A360-92-2031

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-1°	0°	.096"	U	A360-91-6800P	A360-92-6800P
3 3 Cúspide	-11°	+7°	.119"	R	A360-91-3301P	A360-92-3301P
				L	A360-91-4301P	A360-92-4301P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+7°	.119"	R	A360-91-3311P	A360-92-3311P
				L	A360-91-4311P	A360-92-4311P
4 4 1º Bicúspide	-17°	0°	.119"	R	A360-91-3402P	A360-92-3402P
				L	A360-91-4402P	A360-92-4402P
4 4 1º Bicúspide con gancho	-17°	0°	.119"	R	A360-91-3412P	A360-92-3412P
				L	A360-91-4412P	A360-92-4412P
4 4 1º Bicúspide w/offset pad	-17°	0°	.119"	R	A360-91-3422P	A360-92-3422P
				L	A360-91-4422P	A360-92-4422P
4 4 1º Bicúspide c/gancho y off	-17°	0°	.119"	R	A360-91-3432P	A360-92-3432P
				L	A360-91-4432P	A360-92-4432P
5 5 2º Bicúspide	-22°	0°	.119"	R	A360-91-3502P	A360-92-3502P
				L	A360-91-4502P	A360-92-4502P
5 5 2º Bicúspide con gancho	-22°	0°	.119"	R	A360-91-3512P	A360-92-3512P
				L	A360-91-4512P	A360-92-4512P
5 5 2º Bicúspide w/offset pad	-22°	0°	.119"	R	A360-91-3522P	A360-92-3522P
				L	A360-91-4522P	A360-92-4522P
5 5 2º Bicúspide c/gancho y off	-22°	0°	.119"	R	A360-91-3532P	A360-92-3532P
				L	A360-91-4532P	A360-92-4532P



Descripción caso individual Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales

10 por paquete



Pinnacle™

McLaughlin, Bennett, & Trevisi Prescripción*

Descripción caso con torque en cúspides

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, 5
Offsets (U/L 4,5)

Código .022" Slot

A360-22-2031

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+4°	.130"	R	A360-22-1100P
				L	A360-22-2100P
2 2 Lateral	+10°	+8°	.109"	R	A360-22-1200P
				L	A360-22-2200P
3 3 Cúspide	-7°	+8°	.117"	R	A360-22-1300P
				L	A360-22-2300P
3 3 Cúspide con gancho	-7°	+8°	.117"	R	A360-22-1310P
				L	A360-22-2310P
3 3 Cúspide	0°	+8°	.117"	R	A360-22-1340P
				L	A360-22-2340P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.117"	R	A360-22-1350P
				L	A360-22-2350P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.120"	R	A360-22-1900P
				L	A360-22-2900P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.120"	R	A360-22-1910P
				L	A360-22-2910P
4/5 4/5 Bicúspide con offset	-7°	0°	.120"	R	A360-22-1920P
				L	A360-22-2920P
4/5 4/5 Bicúspide c/gancho y off	-7°	0°	.120"	R	A360-22-1930P
				L	A360-22-2930P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema.

Descripción caso sin torque en cúspides

Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, 5 Offsets (U/L 4,5) A360-22-2062

Código .022" Slot

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.096"	U	A360-22-6800P
3 3 Cúspide	-6°	+3°	.119"	R	A360-22-3300P
				L	A360-22-4300P
3 3 Cúspide con gancho	-6°	+3°	.119"	R	A360-22-3310P
				L	A360-22-4310P
3 3 Cúspide	0°	+3°	.119"	R	A360-22-3340P
				L	A360-22-4340P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.119"	R	A360-22-3350P
				L	A360-22-4350P
4 4 1st Bicúspide	-12°	+2°	.119"	R	A360-22-3400P
				L	A360-22-4400P
4 4 1st Bicúspide con gancho	-12°	+2°	.119"	R	A360-22-3410P
				L	A360-22-4410P
4 4 1st Bicúspide	-12°	+2°	.119"	R	A360-22-3420P
				L	A360-22-4420P
4 4 1st Bicúspide c/gancho y off	-12°	+2°	.119"	R	A360-22-3430P
				L	A360-22-4430P
5 5 2nd Bicúspide	-17°	+2°	.119"	R	A360-22-3500P
				L	A360-22-4500P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-17°	+2°	.119"	R	A360-22-3510P
				L	A360-22-4510P
5 5 2nd Bicúspide con offset	-17°	+2°	.119"	R	A360-22-3520P
				L	A360-22-4520P
5 5 2nd Bicúspide c/gancho y off	-17°	+2°	.119"	R	A360-22-3530P
				L	A360-22-4530P



**Tipodonto con oclusión
ideal y brackets Pinnacle**
Item #: AG50-360



**TRABAJA CON NUESTROS
tubos bucales TruEase®
de adhesión directa**

Ver página 56





Marquis™

Bracket de acero

Sistema bracket totalmente preprogramado

Marquis™ bracket metálico colado de una sola pieza

Identificación removible por colores
Cada cuadrante tiene un código removible de color y señal de marca ID

Ranura paralela
La ranura es paralela con el borde incisal del diente para una fácil colocación del alambre

Alta calidad del acero
Molde de 1 pieza con acero de 17/4

Diseño del bracket en forma romboideal

Resistencia superior al despegue
Fabricado con el menor vínculo de fracaso

Ganchos
Sin cargo adicional

Contornos suaves
Para garantizar el confort del paciente. El diseño de las alas son paralelas a la anatomía del diente

40% más de espacio entre las alas
Para ligar mejor el bracket

Perfil más bajo
Para tener mayor confort para el paciente

Torque en la base
La base del bracket es paralela al borde incisal del diente




Diseño de la base

- Electroerosionado en la base (EMD).
- Base equitativa y con mayor retención que las bases con malla.
- La base externa del bicúspide facilita mejor el ajuste y la retención.
- Los pilones de la base del bracket actúan como dagas minúsculas empotradas firmemente en el adhesivo



Sistema de identificación



© 2015 Ortho Technology, Inc. Marquis es una marca registrada de Ortho Technology.

Descripción caso individual Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales 10 por paquete

Marquis™ Roth Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.155"	R	AM18-001P	AM22-001P
				L	AM18-002P	AM22-002P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.125"	R	AM18-011P	AM22-011P
				L	AM18-012P	AM22-012P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.130"	R	AM18-021P	AM22-021P
				L	AM18-022P	AM22-022P
3 3 Cúspide	0°	+11°	.130"	R	AM18-023P	AM22-023P
				L	AM18-024P	AM22-024P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.125"	R	AM18-031P	AM22-031P
				L	AM18-032P	AM22-032P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.125"	U	AM18-030P	AM22-030P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

Descripción caso	.018" Slot	.022" Slot
Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5	AM18-1345	AM22-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.100"	U	AM18-040P	AM22-040P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.125"	R	AM18-051P	AM22-051P
				L	AM18-052P	AM22-052P
3 3 Cúspide	-11°	+5°	.125"	R	AM18-053P	AM22-053P
				L	AM18-054P	AM22-054P
4 4 1st Bicúspide con gancho	-17°	0°	.125"	R	AM18-061P	AM22-061P
				L	AM18-062P	AM22-062P
4 4 1st Bicúspide	-17°	0°	.125"	U	AM18-060P	AM22-060P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-22°	0°	.125"	R	AM18-071P	AM22-071P
				L	AM18-072P	AM22-072P
5 5 2nd Bicúspide	-22°	0°	.125"	U	AM18-070P	AM22-070P

Marquis™ MBT Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+5°	.155"	R	A320-22-1100P
				L	A320-22-2100P
2 2 Lateral	+10°	+9°	.125"	R	A320-22-1200P
				L	A320-22-2200P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.134"	R	A320-22-1350P
				L	A320-22-2350P
3 3 Cúspide con gan-	-7°	+8°	.134"	R	A320-22-1310P
				L	A320-22-2310P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.125"	R	A320-22-1900P
				L	A320-22-2900P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.125"	U	A320-22-5900P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación de los Drs. McLaughlin, Benet and Trevisi.

Descripción caso	Código .022" Slot
Superior/Inferior 5x5 Hooks on 3, 4, & 5	A320-22-2011
Superior/Inferior 5x5 Hooks on 3, 4, & 5	A320-22-2051†

† 0° torque en cúspides (3s)

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Anch	R/L	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.100"	U	A320-22-6800P
3 3 Cúspide con gancho	-6°	+3°	.134"	R	A320-22-3310P
				L	A320-22-4310P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.134"	R	A320-22-3350P
				L	A320-22-4350P
4 4 1st Bicúspide con gancho	-12°	0°	.125"	R	A320-22-3410P
				L	A320-22-4410P
4 4 1st Bicúspide	-12°	0°	.125"	U	A320-22-6400P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-17°	0°	.125"	R	A320-22-3510P
				L	A320-22-4510P
5 5 2nd Bicúspide	-17°	0°	.125"	U	A320-22-6500P

Marquis™ Estándar Edgewise

Marquis Estándar Edgewise Caso Individual Superior/Inferior 5x5

Marquis Estándar Edgewise Brackets Individuales 10 por paquete

Descripción caso	.018" Slot	.022" Slot
Superior/Inferior 5x5 sin ganchos	AM18-2000	AM22-2000

Estándar Edgewise	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
Central	0°	0°	.155"	U	AM18-400P	AM22-400P
Lateral	0°	0°	.125"	U	AM18-410P	AM22-410P
Cúspide	0°	0°	.130"	U	AM18-420P	AM22-420P
Bicúspide	0°	0°	.125"	U	AM18-430P	AM22-430P
Anterior Inferior	0°	0°	.100"	U	AM18-440P	AM22-440P




Bionic™

Bracket Metálico

En el diseño de la forma
se encuentra la función
de un bracket inteligente



Sistema de identificación



Bionic™

Roth Prescripción*

Descripción caso **Código**
Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5 **.018" Slot** **.022" Slot**
ABM18-1345 ABM22-1345

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+12°	+5°	.154"	R	AB18-001P	AB22-001P
				L	AB18-002P	AB22-002P
2 2 Lateral	+8°	+9°	.125"	R	AB18-011P	AB22-011P
				L	AB18-012P	AB22-012P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+11°	.138"	R	AB18-021P	AB22-021P
				L	AB18-022P	AB22-022P
3 3 Cúspide	0°	+11°	.138"	R	AB18-023P	AB22-023P
				L	AB18-024P	AB22-024P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	R	AB18-031P	AB22-031P
				L	AB18-032P	AB22-032P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	AB18-033P	AB22-033P
4/5 4/5 Bicúspide con offset	-7°	0°	.130"	U	AB18-034P	AB22-034P
4/5 4/5 Bicúspide c/gancho y off	-7°	0°	.130"	R	AB18-035P	AB22-035P
				L	AB18-036P	AB22-036P

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.098"	U	AB18-040P	AB22-040P
3 3 Cúspide con gancho	-11°	+5°	.118"	R	AB18-051P	AB22-051P
				L	AB18-052P	AB22-052P
3 3 Cúspide	-11°	+5°	.118"	R	AB18-053P	AB22-053P
				L	AB18-054P	AB22-054P
4 4 1st Bicúspide con gancho	-17°	0°	.118"	R	AB18-061P	AB22-061P
				L	AB18-062P	AB22-062P
4 4 1st Bicúspide	-17°	0°	.118"	U	AB18-060P	AB22-060P
4 4 1st Bicúspide con offset	-17°	0°	.118"	U	AB18-065P	AB22-065P
4 4 1st Bicúspide c/gancho y off	-17°	0°	.118"	R	AB18-066P	AB22-066P
				L	AB18-067P	AB22-067P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-22°	0°	.118"	R	AB18-071P	AB22-071P
				L	AB18-072P	AB22-072P
5 5 2nd Bicúspide	-22°	0°	.118"	U	AB18-073	AB22-073P
5 5 2nd Bicúspide con offset	-22°	0°	.118"	U	AB18-075P	AB22-075P
5 5 2nd Bicúspide c/gancho y off	-22°	0°	.118"	R	AB18-076P	AB22-076P
				L	AB18-077P	AB22-077P

* La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.

© 2015 Ortho Technology, Inc. Bionic es una marca registrada de Ortho Technology.



Descripción caso individual Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales
10 por paquete



Bionic™

MBT Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+17°	+4°	.154"	R	AB18-701P	AB22-801P
				L	AB18-702P	AB22-802P
2 2 Lateral	+10°	+8°	.118"	R	AB18-711P	AB22-811P
				L	AB18-712P	AB22-812P
3 3 Cúspide	-7°	+8°	.138"	R	AB18-727P	AB22-827P
				L	AB18-728P	AB22-828P
3 3 Cúspide con gancho	-7°	+8°	.138"	R	AB18-725P	AB22-825P
				L	AB18-726P	AB22-826P
3 3 Cúspide	0°	+8°	.138"	R	AB18-717P	AB22-817P
				L	AB18-718P	AB22-818P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+8°	.138"	R	AB18-719P	AB22-819P
				L	AB18-720P	AB22-820P
4 5 Bicúspide	-7°	0°	.118"		AB18-733P	AB22-833P
4 5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.118"	R	AB18-731P	AB22-831P
				L	AB18-732P	AB22-832P
4 5 Bicúspide con offset	-7°	0°	.118"		AB18-734P	AB22-834P
4 5 Bicúspide c/gancho y off	-7°	0°	.118"	R	AB18-735P	AB22-835P
				L	AB18-736P	AB22-836P

* La versión de MBT de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema.
No se pretende la inhabilitación de los Drs. McLaughlin, Benet and Trevisi.

Descripción caso **Código**
Superior/Inferior 5x5 Ganchos en 3, 4, & 5 **.018" Slot** **.022" Slot**
ABMT18-1345 ABMT22-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	-6°	0°	.098"	U	AB18-740P	AB22-740P
3 3 Cúspide	-6°	+3°	.118"	R	AB18-753P	AB22-753P
				L	AB18-754P	AB22-754P
3 3 Cúspide con gancho	-6°	+3°	.118"	R	AB18-749P	AB22-749P
				L	AB18-750P	AB22-750P
3 3 Cúspide	0°	+3°	.118"	R	AB18-757P	AB22-757P
				L	AB18-758P	AB22-758P
3 3 Cúspide con gancho	0°	+3°	.118"	R	AB18-751P	AB22-751P
				L	AB18-752P	AB22-752P
4 4 1st Bicúspide	-12°	+2°	.118"	R	AB18-763P	AB22-763P
				L	AB18-768P	AB22-768P
4 4 1st Bicúspide con gancho	-12°	+2°	.118"	R	AB18-761P	AB22-761P
				L	AB18-762P	AB22-762P
4 4 1st Bicúspide con offset	-12°	+2°	.118"	R	AB18-767P	AB22-767P
				L	AB18-764P	AB22-764P
4 4 1st Bicúspide c/gancho y off	-12°	+2°	.118"	R	AB18-769P	AB22-769P
				L	AB18-770P	AB22-770P
5 5 2nd Bicúspide	-17°	+2°	.118"	R	AB18-773P	AB22-773P
				L	AB18-778P	AB22-778P
5 5 2nd Bicúspide con gancho	-17°	+2°	.118"	R	AB18-771P	AB22-771P
				L	AB18-772P	AB22-772P
5 5 2nd Bicúspide con offset	-17°	+2°	.118"	R	AB18-777P	AB22-777P
				L	AB18-774P	AB22-774P
5 5 2nd Bicúspide c/gancho y off	-17°	+2°	.118"	R	AB18-775P	AB22-775P
				L	AB18-776P	AB22-776P

Descripción caso **Código**
Superior/Inferior 5x5 sin Ganchos **.018" Slot** **.022" Slot**
AB18-4000 AB22-4000

Estándar Edgewise	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
Central superior	0°	0°	.155"	U	AB18-400P	AB22-400P
Lateral superior	0°	0°	.125"	U	AB18-410P	AB22-410P
Cúspide superior	0°	0°	.130"	U	AB18-420P	AB22-420P
Bicúspide superior	0°	0°	.125"	U	AB18-430P	AB22-430P
Anterior inferior	0°	0°	.100"	U	AB18-440P	AB22-440P
Cúspide inferior	0°	0°	.118"	U	AB18-450P	AB22-450P
Bicúspide inferior	0°	0°	.118"	U	AB18-460P	AB22-460P

Bionic™

Estándar Edgewise Prescripción*



Bionic™ Bio-Progressive

Ricketts/Hilgers Prescripción*

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1 1 Central	+22°	+5°	.154"	R	AB18-201P	AB22-201P
				L	AB18-202P	AB22-202P
2 2 Lateral	+14°	+9°	.125"	R	AB18-211P	AB22-211P
				L	AB18-212P	AB22-212P
3 3 Cúspide con gancho	+7°	+5°	.138"	R	AB18-221P	AB22-221P
				L	AB18-222P	AB22-222P
4/5 4/5 Bicúspide	-7°	0°	.130"	U	AB18-230P	AB22-230P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	-7°	0°	.130"	R	AB18-231P	AB22-231P
				L	AB18-232P	AB22-232P
4/5 4/5 Bicúspide c/gancho y off	-7°	0°	.130"	R	AB18-233P	AB22-233P
				L	AB18-234P	AB22-234P
4/5 4/5 Bicúspide con offset	-7°	0°	.130"	U	AB18-237P	AB22-237P
4/5 4/5 Bicúspide	0°	0°	.130"	U	AB18-236P	AB22-236P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	0°	0°	.130"	R	AB18-238P	AB22-238P
				L	AB18-239P	AB22-239P

* La versión de Ricketts/Hilgers de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Ricketts y del Dr. Hilgers.

Descripción caso individual Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4 & 5

Brackets Individuales

10 por paquete

Descripción caso Ricketts **Código**
Superior/Inferior 5x5 ganchos en cúspides **.018" Slot** **.022" Slot**
0° torque y 0° angulación en ambos bicúspides superior e inferior AB418-1300 AB422-1300

Descripción caso Hilgers offsets **.018" Slot** **.022" Slot**
Superior/Inferior 5x5 ganchos en 3, 4, & 5 AB318-1345 AB322-1345

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	Ancho	R/L	.018" Slot	.022" Slot
1/2 1/2 Anterior Inferior	0°	0°	.098"	U	AB18-240P	AB22-240P
3 3 Cúspide con gancho	+7°	+5°	.138"	R	AB18-251P	AB22-251P
				L	AB18-252P	AB22-252P
4 4 1º Bicúspide	-12°	0°	.130"	U	AB18-260P	AB22-260P
4 4 1º Bicúspide con gancho	-12°	0°	.130"	R	AB18-261P	AB22-261P
				L	AB18-262P	AB22-262P
4 4 1º Bicúspide con offset	-12°	0°	.130"	U	AB18-267P	AB22-267P
4 4 1º Bicúspide c/gancho y off	-12°	0°	.130"	R	AB18-263P	AB22-263P
				L	AB18-264P	AB22-264P
5 5 2º Bicúspide	-17°	0°	.130"	U	AB18-270P	AB22-270P
5 5 2º Bicúspide con offset	-17°	0°	.130"	U	AB18-277P	AB22-277P
5 5 2º Bicúspide con gancho	-17°	0°	.130"	R	AB18-271P	AB22-271P
				L	AB18-272P	AB22-272P
5 5 2º Bicúspide c/gancho y off	-17°	0°	.130"	R	AB18-273P	AB22-273P
				L	AB18-274P	AB22-274P
4/5 4/5 Bicúspide	0°	0°	.130"	U	AB18-278P	AB22-278P
4/5 4/5 Bicúspide con gancho	0°	0°	.130"	R	AB18-275P	AB22-275P
				L	AB18-276P	AB22-276P

Brackets cementados de 7 a 7 con arcos, tubos en primeros y segundos molares superiores e inferiores y ligaduras transparentes. Encías de color o transparente (FlexiBase), dientes separados insertados en la oclusión anterior al cementado y con un tono de color de diente. La alta calidad de detalle hace que estos tipodontos con bisagra sean de gran ayuda para una perfecta presentación del tratamiento. Todos los tipodontos llegan en un estuche de plástico duro, insertados en una espuma protectora para un almacenamiento seguro.



NEW!

Pinnacle™
Item #: AG50-360



Votion®
Item #: AG50-122



PURE®
Item #: AG50-105



Microtornillo Spider
Item #: AG50-801



Sensation™
Item #: AG50-109



Marquis™ TruGold
bañado oro 24K
Item #: AG50-142



Flexibase Oclusión Ideal
Item #: AG50-154



TruEase™ Mini
Item #: AG50-000

Avalon®
Composite con ranura metálica.....AG50-203

Bionic™
Metálico de aceroAG50-205

Encore!™
Cerámica con ranura metálicaAG50-170

Lotus Plus® Autoligado
Oclusión Ideal.....AG50-622

Lotus Plus® Autoligado
MaloclusiónAG50-623

Marquis™
Metálico de acero.....AG50-140

OrthoFlex™
CompositeAG50-201

NEW! Pinnacle™
Metálico de acero.....AG50-360

Tipodontos sin brackets
Adhesión ideal en la superficie del diente
Oclusión idealAG50-110
Clase I cruzadaAG50-120
Clase II División I Malocluida.....AG50-152
Clase II División II Malocluida.....AG50-151
Clase III MalocluidaAG50-150

PURE®
ZafiroAG50-105

Reflections™
CerámicoAG50-130

Sensation™
Autoligado Estético InteractivoAG50-109

Sensation™ M
Autoligado Metálico Interactivo.....AG50-119

Sistema Microtornillo SpiderAG50-801

Mini Microtornillo SpiderAG50-099

TruEase™ Mini.....AG50-000



BUCCAL TUBES & MOLAR BANDS

TRUFIT 2.0

TRUEASE™

VOTION

TRUCAST™

■ TruFit™ 2.0	P. 41-53
Tubos de adhesión directa	P. 41-43
Tubos soldables	P. 44-45
Bandas molares	P. 46
Bandas molares con tubos soldados	P. 47-50
Kits de bandas con tubos soldados	P. 51
Tabla de conversión de bandas	P. 52-53
■ Aditamentos linguales presoldados	
■ Adhesión directa	P. 54
■ Bandas para premolares	P. 55
■ Brackets soldables para premolares	P. 55
■ TruEase™ tubos de adhesión directa	P. 56
■ TruCast™ tubos de adhesión directa	P. 58



Tubos de adhesión directa para el maxilar

- Disponible en las prescripciones más populares
- Los primeros molares tienen ganchos de bola gingivales para asegurar los elásticos y muelles.
- Diseñado con la última tecnología para comodidad del paciente



Maxilar Simple Convertible

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	-	.018"	T492-11-2610P	T492-11-1610P
	-10°	+10°	-	.022"	T492-12-2610P	T492-12-1610P
R	-14°	+14°	-	.018"	T492-91-2610P	T492-91-1610P
	-14°	+14°	-	.022"	T492-92-2610P	T492-92-1610P
M	-14°	+10°	-	.018"	T492-21-2610P	T492-21-1610P
	-14°	+10°	-	.022"	T492-22-2610P	T492-22-1610P
1 pack (10 tubos)						



Maxilar Doble Convertible
Tubo extraoral en gingival

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	T492-11-2671P	T492-11-1671P
	-10°	+10°	.045"	.022"	T492-12-2671P	T492-12-1671P
R	-14°	+14°	.045"	.018"	T492-91-2671P	T492-91-1671P
	-14°	+14°	.045"	.022"	T492-92-2671P	T492-92-1671P
M	-14°	+10°	.045"	.018"	T492-21-2671P	T492-21-1671P
	-14°	+10°	.045"	.022"	T492-22-2671P	T492-22-1671P
1 pack (10 tubos)						

R Roth*

M MBT*

Diseño de bajo perfil mejorado
que reduce la interferencia oclusal

Diseño anatómico
adecuado al diente

Malla de 80
para mejorar la adhesión



Gancho suave y redondeado
para la máxima comodidad del paciente



Maxilar Doble Convertible

.018" x .025" Tubo Auxiliar

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	-	.018"	T492-11-2631P	T492-11-1631P
	-10°	+10°	-	.022"	T492-12-2631P	T492-12-1631P
R	-14°	+14°	-	.018"	T492-91-2631P	T492-91-1631P
	-14°	+14°	-	.022"	T492-92-2631P	T492-92-1631P
1 pack (10 tubos)						



Maxilar Doble Convertible
Tubo extraoral en oclusal

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	T492-11-2672P	T492-11-1672P
	-10°	+10°	.045"	.022"	T492-12-2672P	T492-12-1672P
R	-14°	+14°	.045"	.018"	T492-91-2672P	T492-91-1672P
	-14°	+14°	.045"	.022"	T492-92-2672P	T492-92-1672P
M	-14°	+10°	.045"	.018"	T492-21-2672P	T492-21-1672P
	-14°	+10°	.045"	.022"	T492-22-2672P	T492-22-1672P
E	0°	0°	.045"	.018"	T492-51-2672P	T492-51-1672P
	0°	0°	.045"	.022"	T492-52-2672P	T492-52-1672P
1 pack (10 tubos)						

E Estándar Edgewise Rx

*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruFit es una marca registrada de Ortho Technology. Debido a nuestros esfuerzos por actualizar y mejorar nuestros diseños de tubos bucales, el producto que usted recibe puede variar ligeramente de lo representado. Las bases no son grabadas.



Maxilar Triple Convertible

Tubo extraoral en oclusal
.018" x .025" Tubo Auxiliar

Slot	Distal	Tubo	Slot	Adhesión directa	
Torque	Offset	Extraoral	Tamaño	Izquierda	Derecha
R -10°	+10°	.045"	.018"	T492-11-2652P	T492-11-1652P
R -10°	+10°	.045"	.022"	T492-12-2652P	T492-12-1652P
R -14°	+14°	.045"	.018"	T492-91-2652P	T492-91-1652P
R -14°	+14°	.045"	.022"	T492-92-2652P	T492-92-1652P
M -14°	+10°	.045"	.018"	T492-21-2652P	T492-21-1652P
M -14°	+10°	.045"	.022"	T492-22-2652P	T492-22-1652P
1 pack (10 tubos)					



Maxilar Doble no Convertible

Tubo extraoral en oclusal

Slot	Distal	Tubo	Slot	Adhesión directa	
Torque	Offset	Extraoral	Tamaño	Izquierda	Derecha
R -10°	+8°	.045"	.018"	T492-11-2682P	T492-11-1682P
R -10°	+8°	.045"	.022"	T492-12-2682P	T492-12-1682P
E 0°	0°	.045"	.018"	T492-51-2682P	T492-51-1682P
E 0°	0°	.045"	.022"	T492-52-2682P	T492-52-1682P
1 pack (10 tubos)					



Maxilar 1° o 2° Molar Simple no Convertible

Slot	Distal	Tubo	Slot	Adhesión directa	
Torque	Offset	Extraoral	Tamaño	Izquierda	Derecha
R -10°	+8°	-	.018"	-	-
R -10°	+8°	-	.022"	-	-
R -10°	+10°	-	.018"	T492-11-2020P	T492-11-1020P
R -10°	+10°	-	.022"	T492-12-2020P	T492-12-1020P
R -14°	+14°	-	.018"	T492-91-2020P	T492-91-1020P
R -14°	+14°	-	.022"	T492-92-2020P	T492-92-1020P
M -14°	+10°	-	.018"	T492-21-2020P	T492-21-1020P
M -14°	+10°	-	.022"	T492-22-2020P	T492-22-1020P
E 0°	0°	-	.018"	T492-51-2020P	T492-51-1020P
E 0°	0°	-	.022"	T492-52-2020P	T492-52-1020P
1 pack (10 tubos)					


Adhesión directa	
Izquierda	Derecha
T492-11-2023P	T492-11-1023P
T492-12-2023P	T492-12-1023P
-	-
-	-
-	-
-	-
T492-21-2023P	T492-21-1023P
T492-22-2023P	T492-22-1023P
T492-51-2023P	T492-51-1023P
T492-52-2023P	T492-52-1023P

R Roth*

M MBT*

E Estándar Edgewise Rx

TruFit 2.0 Bases



1 Base Rectangular



2 Base Larga



3 Base corta

*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.



Tubos Adhesión Directa




Mandibular
1° o 2° Molar
Simple no Convertible


	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+5°	—	.018"	—	—
	-25°	+5°	—	.022"	—	—
R	-25°	+4°	—	.018"	T492-91-4020P	T492-91-3020P
	-25°	+4°	—	.022"	T492-92-4020P	T492-92-3020P
M	-10°	0°	—	.018"	T492-21-4020P	T492-21-3020P
	-10°	0°	—	.022"	T492-22-4020P	T492-22-3020P
E	0°	0°	—	.018"	T492-51-4020P	T492-51-3020P
	0°	0°	—	.022"	T492-52-4020P	T492-52-3020P
1 pack (10 tubos)						

Adhesión directa	
Izquierda	Derecha
T492-11-4023P	T492-11-3023P
T492-12-4023P	T492-12-3023P
—	—
—	—
T492-21-4023P	T492-21-3023P
T492-22-4023P	T492-22-3023P
T492-51-4023P	T492-51-3023P
T492-52-4023P	T492-52-3023P


TruFit 2.0 Bases



1 Base Rectangular



2 Base Larga



3 Base Corta



Mandibular
Lip Bumper Convertible
Tubo Gingival

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	.045"	.018"	T492-91-4691P	T492-91-3691P
	-25°	+4°	.045"	.022"	T492-92-4691P	T492-92-3691P
1 pack (10 tubos)						



Mandibular
Doble Convertible
.018" x .025" Tubo Auxiliar

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	—	.018"	T492-91-4631P	T492-91-3631P
	-25°	+4°	—	.022"	T492-92-4631P	T492-92-3631P
M	-20°	0°	—	.018"	T492-21-4631P	T492-21-3631P
	-20°	0°	—	.022"	T492-22-4631P	T492-22-3631P
1 pack (10 tubos)						



Mandibular
Simple Convertible

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Adhesión directa	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	—	.018"	T492-91-4610P	T492-91-3610P
	-25°	+4°	—	.022"	T492-92-4610P	T492-92-3610P
M	-20°	0°	—	.018"	T492-21-4610P	T492-21-3610P
	-20°	0°	—	.022"	T492-22-4610P	T492-22-3610P
1 pack (10 tubos)						

TruFit™ 2.0

Tubos soldables



Maxilar Simple Convertible

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	—	.018"	T490-11-2610P	T490-11-1610P
	-10°	+10°	—	.022"	T490-12-2610P	T490-12-1610P
R	-14°	+14°	—	.018"	T490-91-2610P	T490-91-1610P
	-14°	+14°	—	.022"	T490-92-2610P	T490-92-1610P
M	-14°	+10°	—	.018"	T490-21-2610P	T490-21-1610P
	-14°	+10°	—	.022"	T490-22-2610P	T490-22-1610P
1 pack (10 tubos)						



Maxilar Doble Convertible Tubo extraoral en oclusal

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	T490-11-2671P	T490-11-
	-10°	+10°	.045"	.022"	T490-12-2671P	T490-12-1671P
R	-14°	+14°	.045"	.018"	T490-91-2671P	T490-91-1671P
	-14°	+14°	.045"	.022"	T490-92-2671P	T490-92-1671P
M	-14°	+10°	.045"	.018"	T490-21-2671P	T490-21-1671P
	-14°	+10°	.045"	.022"	T490-22-2671P	T490-22-1671P
1 pack (10 tubos)						



Maxilar Doble Convertible .018" x .025" Auxiliary Tube

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	—	.018"	T490-11-2631P	T490-11-1631P
	-10°	+10°	—	.022"	T490-12-2631P	T490-12-1631P
R	-14°	+14°	—	.018"	T490-91-2631P	T490-91-1631P
	-14°	+14°	—	.022"	T490-92-2631P	T490-92-1631P
1 pack (10 tubos)						

TruFit 2.0 Bandas molares con tubo presoldado sin coste adicional

Consulte la página 54

- Disponible suelta o presoldada
- 3,5 mm mesial / distal



Maxilar 1° o 2° Molar Simple no Convertible

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	—	.018"	T490-11-2020P	T490-11-1020P
	-10°	+10°	—	.022"	T490-12-2020P	T490-12-1020P
R	-14°	+14°	—	.018"	T490-91-2020P	T490-91-1020P
	-14°	+14°	—	.022"	T490-92-2020P	T490-92-1020P
M	-14°	+10°	—	.018"	T490-21-2020P	T490-21-1020P
	-14°	+10°	—	.022"	T490-22-2020P	T490-22-1020P
E	0°	0°	—	.018"	T490-51-2020P	T490-51-1020P
	0°	0°	—	.022"	T490-52-2020P	T490-52-1020P
1 pack (10 tubos)						



Maxilar Doble Convertible Tubo extraoral en oclusal

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	T490-11-2672P	T490-11-1672P
	-10°	+10°	.045"	.022"	T490-12-2672P	T490-12-1672P
R	-14°	+14°	.045"	.018"	T490-91-2672P	T490-91-1672P
	-14°	+14°	.045"	.022"	T490-92-2672P	T490-92-1672P
M	-14°	+10°	.045"	.018"	T490-21-2672P	T490-21-1672P
	-14°	+10°	.045"	.022"	T490-22-2672P	T490-22-1672P
E	0°	0°	.045"	.018"	T490-51-2672P	T490-51-1672P
	0°	0°	.045"	.022"	T490-52-2672P	T490-52-1672P
1 pack (10 tubos)						

TruFit™ 2.0

Tubos soldables



Maxilar Triple Convertible

Tubo extraoral en oclusal
.018" x .025" Tubo Auxiliar

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	T490-11-2652P	T490-11-1652P
	-10°	+10°	.045"	.022"	T490-12-2652P	T490-12-1652P
R	-14°	+14°	.045"	.018"	T490-91-2652P	T490-91-1652P
	-14°	+14°	.045"	.022"	T490-92-2652P	T490-92-1652P
M	-14°	+10°	.045"	.018"	T490-21-2652P	T490-21-1652P
	-14°	+10°	.045"	.022"	T490-22-2652P	T490-22-1652P
1 pack (10 tubos)						



Maxilar Doble no Convertible

Tubo extraoral en oclusal

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-10°	+8°	.045"	.018"	T490-11-2682P	T490-11-1682P
	-10°	+8°	.045"	.022"	T490-12-2682P	T490-12-1682P
M	-14°	+10°	.045"	.018"	T490-21-2682P	T490-21-1682P
	-14°	+10°	.045"	.022"	T490-22-2682P	T490-22-1682P
E	0°	0°	.045"	.018"	T490-51-2682P	T490-51-1682P
	0°	0°	.045"	.022"	T490-52-2682P	T490-52-1682P
E	0°	+8°	.045"	.018"	T490-41-2682P	T490-41-1682P
	0°	+8°	.045"	.022"	T490-42-2682P	T490-42-1682P
1 pack (10 tubos)						

R Roth*

E Estándar Edgewise Rx

M MBT*

*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.



Mandibular Lip Bumper Convertible

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	.045"	.018"	T490-91-4691P	T490-91-3691P
	-25°	+4°	.045"	.022"	T490-92-4691P	T490-92-3691P
1 pack (10 tubos)						



Mandibular Simple Convertible

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	-	.018"	T490-91-4610P	T490-91-3610P
	-25°	+4°	-	.022"	T490-92-4610P	T490-92-3610P
M	-20°	0°	-	.018"	T490-21-4610P	T490-21-3610P
	-20°	0°	-	.022"	T490-22-4610P	T490-22-3610P
1 pack (10 tubos)						



Mandibular 1° o 2° Molar Simple no Convertible

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	-	.018"	T490-91-4020P	T490-91-3020P
	-25°	+4°	-	.022"	T490-92-4020P	T490-92-3020P
M	-10°	0°	-	.018"	T490-21-4020P	T490-21-3020P
	-10°	0°	-	.022"	T490-22-4020P	T490-22-3020P
E	0°	0°	-	.018"	T490-51-4020P	T490-51-3020P
	0°	0°	-	.022"	T490-52-4020P	T490-52-3020P
1 pack (10 tubos)						



Mandibular Doble Convertible

.018" x .025" Tubo Auxiliar

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Soldable	
					Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	-	.018"	T490-91-4631P	T490-91-3631P
	-25°	+4°	-	.022"	T490-92-4631P	T490-92-3631P
M	-20°	0°	-	.018"	T490-21-4631P	T490-21-3631P
	-20°	0°	-	.022"	T490-22-4631P	T490-22-3631P
1 pack (10 tubos)						



TruFit™ 2.0

Bandas molares

Disponible lisa o con tubo presoldado

- Contornos redondeados**
Máximo confort para el paciente
- "Achatamiento" por interproximal**
para una mayor adaptación
- Marcaje permanente láser**
Fácil identificación
- Superficie interior microarenada**
Asegura máxima retención

MADE IN THE USA



Bandas molares lisas

Cuadrante	Primer Molar	Segundo Molar
UR	B495-00-1600-000	B495-00-1700-000
UL	B495-00-2600-000	B495-00-2700-000
LR	B495-00-3600-000	B495-00-3700-000
LL	B495-00-4600-000	B495-00-4700-000
1 banda		

Posición de presoldado altamente preciso

Aditamentos bucales en bandas molares



Molar Superior



Molar Inferior

La entrada al tubo se puede hacer a mesial o distal del canino

TruFit 2.0 Características de la banda molar

Contorno preciso y ajustado a cada diente

Cada banda incorpora la anatomía precisa del diente para tener un mejor ajuste y una excelente retención.

Acero inoxidable de alta maleabilidad y temple medio Acabado con brillo de espejo

Las bandas TruFit 2.0 de acero inoxidable son resistentes a la deformación sin perder la maleabilidad necesaria para los ajustes de presión y no requieren casi ningún bruñido.



Identificación de grabado láser exterior Sistema de micrograbado interior

Las bandas TruFit 2.0 muestran un micrograbado láser de identificación exterior que facilita la selección de la banda. El interior es micrograbado para aumentar la resistencia de la adhesión y la retención.

Tamaños de bandas disponibles desde 29,5 al 44

Vea en las páginas 52-53 nuestra tabla de conversión de bandas.

El gancho lingual va centrado en las bandas molares



TruFit™ 2.0



Bandas Maxilares con tubo soldado y aditamento

Disponible con y sin gancho lingual

MADE
IN THE **USA**



**Maxilar
Simple
Convertible**

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	-	.018"	B493-11-2610-000	B493-11-1610-000	B491-11-2610-000	B491-11-1610-000
	-10°	+10°	-	.022"	B493-12-2610-000	B493-12-1610-000	B491-12-2610-000	B491-12-1610-000
R	-14°	+14°	-	.018"	B493-91-2610-000	B493-91-1610-000	B491-91-2610-000	B491-91-1610-000
	-14°	+14°	-	.022"	B493-92-2610-000	B493-92-1610-000	B491-92-2610-000	B491-92-1610-000
M	-14°	+10°	-	.018"	B493-21-2610-000	B493-21-1610-000	B491-21-2610-000	B491-21-1610-000
	-14°	+10°	-	.022"	B493-22-2610-000	B493-22-1610-000	B491-22-2610-000	B491-22-1610-000
Bolsas de 2 unidades								



**Maxilar
Doble
Convertible**
Tubo extraoral oclusal
con gancho lingual

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	B493-11-2672-000	B493-11-1672-000	B491-11-2672-000	B491-11-1672-000
	-10°	+10°	.045"	.022"	B493-12-2672-000	B493-12-1672-000	B491-12-2672-000	B491-12-1672-000
R	-14°	+14°	.045"	.018"	B493-91-2672-000	B493-91-1672-000	B491-91-2672-000	B491-91-1672-000
	-14°	+14°	.045"	.022"	B493-92-2672-000	B493-92-1672-000	B491-92-2672-000	B491-92-1672-000
M	-14°	+10°	.045"	.018"	B493-21-2672-000	B493-21-1672-000	B491-21-2672-000	B491-21-1672-000
	-14°	+10°	.045"	.022"	B493-22-2672-000	B493-22-1672-000	B491-22-2672-000	B491-22-1672-000
E	0°	0°	.045"	.018"	B493-51-2672-000	B493-51-1672-000	B491-51-2672-000	B491-51-1672-000
	0°	0°	.045"	.022"	B493-52-2672-000	B493-52-1672-000	B491-52-2672-000	B491-52-1672-000
Bolsas de 2 unidades								



**Maxilar
Doble
Convertible**
Tubo extraoral
Gingival

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	B493-11-2671-000	B493-11-1671-000	B491-11-2671-000	B491-11-1671-000
	-10°	+10°	.045"	.022"	B493-12-2671-000	B493-12-1671-000	B491-12-2671-000	B491-12-1671-000
R	-14°	+14°	.045"	.018"	B493-91-2671-000	B493-91-1671-000	B491-91-2671-000	B491-91-1671-000
	-14°	+14°	.045"	.022"	B493-92-2671-000	B493-92-1671-000	B491-92-2671-000	B491-92-1671-000
M	-14°	+10°	.045"	.018"	B493-21-2671-000	B493-21-1671-000	B491-21-2671-000	B491-21-1671-000
	-14°	+10°	.045"	.022"	B493-22-2671-000	B493-22-1671-000	B491-22-2671-000	B491-22-1671-000
Bolsas de 2 unidades								

R Roth*

M MBT*

E Estándar Edgewise

*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruFit es una marca registrada por Ortho Technology. Las tallas empiezan en la 29,5 hasta la 44. Mirar el gráfico de conversión de tallas en las páginas 60-61 para más detalles. Debido a nuestros esfuerzos por actualizar y mejorar nuestros diseños de tubos bucales, el producto que usted recibe puede variar ligeramente de lo representado.



TruFit™ 2.0

Aditamentos adicionales disponibles

MADE IN THE USA

Bandas Maxilares con tubo soldado y aditamento Disponible con y sin gancho lingual



**Maxilar 1° Molar
Simple
no Convertible**

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	–	.018"	B493-11-2620-000	B493-11-1620-000	B491-11-2620-000	B491-11-1620-000
	-10°	+10°	–	.022"	B493-12-2620-000	B493-12-1620-000	B491-12-2620-000	B491-12-1620-000
R	-14°	+14°	–	.018"	B493-91-2620-000	B493-91-1620-000	B491-91-2620-000	B491-91-1620-000
	-14°	+14°	–	.022"	B493-92-2620-000	B493-92-1620-000	B491-92-2620-000	B491-92-1620-000
M	-14°	+10°	–	.018"	B493-21-2620-000	B493-21-1620-000	B491-21-2620-000	B491-21-1620-000
	-14°	+10°	–	.022"	B493-22-2620-000	B493-22-1620-000	B491-22-2620-000	B491-22-1620-000
E	0°	0°	–	.018"	B493-51-2620-000	B493-51-1620-000	B491-51-2620-000	B491-51-1620-000
	0°	0°	–	.022"	B493-52-2620-000	B493-52-1620-000	B491-52-2620-000	B491-52-1620-000
Bolsas de 2 unidades								



**Maxilar 2° Molar
Simple
no Convertible**

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	–	.018"	B493-11-2720-000	B493-11-1720-000	B491-11-2720-000	B491-11-1720-000
	-10°	+10°	–	.022"	B493-12-2720-000	B493-12-1720-000	B491-12-2720-000	B491-12-1720-000
R	-14°	+14°	–	.018"	B493-91-2720-000	B493-91-1720-000	B491-91-2720-000	B491-91-1720-000
	-14°	+14°	–	.022"	B493-92-2720-000	B493-92-1720-000	B491-92-2720-000	B491-92-1720-000
M	-14°	+10°	–	.018"	B493-21-2720-000	B493-21-1720-000	B491-21-2720-000	B491-21-1720-000
	-14°	+10°	–	.022"	B493-22-2720-000	B493-22-1720-000	B491-22-2720-000	B491-22-1720-000
E	0°	0°	–	.018"	B493-51-2720-000	B493-51-1720-000	B491-51-2720-000	B491-51-1720-000
	0°	0°	–	.022"	B493-52-2720-000	B493-52-1720-000	B491-52-2720-000	B491-52-1720-000
Bolsas de 2 unidades								



**Maxilar
Doble Convertible**

.018" x .025" Tubo Auxiliar

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	–	.018"	B493-11-2631-000	B493-11-1631-000	B491-11-2631-000	B491-11-1631-000
	-10°	+10°	–	.022"	B493-12-2631-000	B493-12-1631-000	B491-12-2631-000	B491-12-1631-000
R	-14°	+14°	–	.018"	B493-91-2631-000	B493-91-1631-000	B491-91-2631-000	B491-91-1631-000
	-14°	+14°	–	.022"	B493-92-2631-000	B493-92-1631-000	B491-92-2631-000	+
Bolsas de 2 unidades								



Aditamentos adicionales disponibles

MADE IN THE **USA**

Bandas Maxilares con tubo soldado y aditamento Disponible con y sin gancho lingual



Maxilar Triple Convertible
Tubo extraoral oclusal
con gancho lingual
.018" x .025" Tubo Auxiliar

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+10°	.045"	.018"	B493-11-2652-000	B493-11-1652-000	B491-11-2652-000	B491-11-1652-000
	-10°	+10°	.045"	.022"	B493-12-2652-000	B493-12-1652-000	B491-12-2652-000	B491-12-1652-000
R	-14°	+14°	.045"	.018"	B493-91-2652-000	B493-91-1652-000	B491-91-2652-000	B491-91-1652-000
	-14°	+14°	.045"	.022"	B493-92-2652-000	B493-92-1652-000	B491-92-2652-000	B491-92-1652-000
M	-14°	+10°	.045"	.018"	B493-21-2652-000	B493-21-1652-000	B491-21-2652-000	B491-21-1652-000
	-14°	+10°	.045"	.022"	B493-22-2652-000	B493-22-1652-000	B491-22-2652-000	B491-22-1652-000
Bolsas de 2 unidades								

R	-10°	+10°	.045"	.018"	B496-11-2652-000	B496-11-1652-000	—	—
	-10°	+10°	.045"	.022"	B496-12-2652-000	B496-12-1652-000	—	—
Bolsas de 2 unidades								



Maxilar Doble no Convertible
Con tubo extraoral oclusal

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-10°	+8°	.045"	.018"	B493-11-2682-000	B493-11-1682-000	B491-11-2682-000	B491-11-1682-000
	-10°	+8°	.045"	.022"	B493-12-2682-000	B493-12-1682-000	B491-12-2682-000	B491-12-1682-000
M	-14°	+10°	.045"	.018"	B493-21-2682-000	B493-21-1682-000	B491-21-2682-000	B491-21-1682-000
	-14°	+10°	.045"	.022"	B493-22-2682-000	B493-22-1682-000	B491-22-2682-000	B491-22-1682-000
E	0°	0°	.045"	.018"	B493-51-2682-000	B493-51-1682-000	B491-51-2682-000	B491-51-1682-000
	0°	0°	.045"	.022"	B493-52-2682-000	B493-52-1682-000	B491-52-2682-000	B491-52-1682-000
E	0°	+8°	.045"	.018"	B493-41-2682-000	B493-41-1682-000	B491-41-2682-000	B491-41-1682-000
	0°	+8°	.045"	.022"	B493-42-2682-000	B493-42-1682-000	B491-42-2682-000	B491-42-1682-000
Bolsas de 2 unidades								

R Roth*

M MBT*

E Estándar Edgewise

*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruFit es una marca registrada por Ortho Technology. Las tallas empiezan en la 29,5 hasta la 44. Mirar el gráfico de conversión de tallas en las páginas 60-61 para más detalles. Debido a nuestros esfuerzos por actualizar y mejorar nuestros diseños de tubos bucales, el producto que usted recibe puede variar ligeramente de lo representado.



Bandas Mandibulares con tubo soldado y aditamento

Disponible con y sin gancho lingual

MADE IN THE **USA**



**Mandibular
1° Molar
Simple
no Convertible**

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	—	.018"	B493-91-4620-000	B493-91-3620-000	B491-91-4620-000	B491-91-3620-000
	-25°	+4°	—	.022"	B493-92-4620-000	B493-92-3620-000	B491-92-4620-000	B491-92-3620-000
M	-10°	0°	—	.018"	B493-21-4620-000	B493-21-3620-000	B491-21-4620-000	B491-21-3620-000
	-10°	0°	—	.022"	B493-22-4620-000	B493-22-3620-000	B491-22-4620-000	B491-22-3620-000
E	0°	0°	—	.018"	B493-51-4620-000	B493-51-3620-000	B491-51-4620-000	B491-51-3620-000
	0°	0°	—	.022"	B493-52-4620-000	B493-52-3620-000	B491-52-4620-000	B491-52-3620-000
Bolsas de 2 unidades								



**Mandibular
2° Molar
Simple
no Convertible**

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	—	.018"	B493-91-4720-000	B493-91-3720-000	B491-91-4720-000	B491-91-3720-000
	-25°	+4°	—	.022"	B493-92-4720-000	B493-92-3720-000	B491-92-4720-000	B491-92-3720-000
M	-10°	0°	—	.018"	B493-21-4720-000	B493-21-3720-000	B491-21-4720-000	B491-21-3720-000
	-10°	0°	—	.022"	B493-22-4720-000	B493-22-3720-000	B491-22-4720-000	B491-22-3720-000
E	0°	0°	—	.018"	B493-51-4720-000	B493-51-3720-000	B491-51-4720-000	B491-51-3720-000
	0°	0°	—	.022"	B493-52-4720-000	B493-52-3720-000	B491-52-4720-000	B491-52-3720-000
Bolsas de 2 unidades								



**Mandibular
Simple Convertible**

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	—	.018"	B493-91-4610-000	B493-91-3610-000	B491-91-4610-000	B491-91-3610-000
	-25°	+4°	—	.022"	B493-92-4610-000	B493-92-3610-000	B491-92-4610-000	B491-92-3610-000
M	-20°	0°	—	.018"	B493-21-4610-000	B493-21-3610-000	B491-21-4610-000	B491-21-3610-000
	-20°	0°	—	.022"	B493-22-4610-000	B493-22-3610-000	B491-22-4610-000	B491-22-3610-000
Bolsas de 2 unidades								



**Mandibular
Doble Convertible**
.018" x .025" Tubo Auxiliar

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo Extraoral	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	—	.018"	B493-91-4631-000	B493-91-3631-000	B491-91-4631-000	B491-91-3631-000
	-25°	+4°	—	.022"	B493-92-4631-000	B493-92-3631-000	B491-92-4631-000	B491-92-3631-000
M	-20°	0°	—	.018"	B493-21-4631-000	B493-21-3631-000	B491-21-4631-000	B491-21-3631-000
	-20°	0°	—	.022"	B493-22-4631-000	B493-22-3631-000	B491-22-4631-000	B491-22-3631-000
Bolsas de 2 unidades								



**Mandibular
Lip Bumper Convertible**

	Slot Torque	Distal Offset	Lip Bumper	Slot Tamaño	Con gancho lingual		Sin gancho lingual	
					Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
R	-25°	+4°	.045"	.018"	B493-91-4691-000	B493-91-3691-000	B491-91-4691-000	B491-91-3691-000
	-25°	+4°	.045"	.022"	B493-92-4691-000	B493-92-3691-000	B491-92-4691-000	B491-92-3691-000
Bolsas de 2 unidades								



Maxilar Simple Convertible con gancho lingual

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo extraoral	Slot Tamaño	Kit inicio
R	-10°	+10°	-	.018"	B493-11-1910-24
	-10°	+10°	-	.022"	B493-12-1910-24
M	-14°	+10°	-	.018"	B493-21-1910-24
	-14°	+10°	-	.022"	B493-22-1910-24
1 kit (48 bandas)					



Maxilar Doble Convertible con gancho lingual

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo extraoral	Slot Tamaño	Kit inicio
R	-10°	+10°	.045"	.018"	B493-11-1970-24
	-10°	+10°	.045"	.022"	B493-12-1970-24
M	-14°	+10°	.045"	.018"	B493-21-1970-24
	-14°	+10°	.045"	.022"	B493-22-1970-24
1 kit (48 bandas)					



Mandibular Simple Convertible con gancho lingual

	Slot Torque	Distal Offset	Tubo extraoral	Slot Tamaño	Kit inicio
R	-25°	+4°	-	.018"	B493-11-1010-24
	-25°	+4°	-	.022"	B493-12-1010-24
M	-20°	0°	-	.018"	B493-21-1010-24
	-20°	0°	-	.022"	B493-22-1010-24
1 kit (48 bandas)					

R Roth*

M MBT*

MADE IN THE USA



Cada kit de inicio incluye
24 bandas izquierdas y 24 bandas derechas

TruFit™ 2.0

Kits de bandas con tubos soldados


Incluye: 24 bandas izquierdas y 24 bandas derechas con tubos y ganchos linguales soldados a la banda más dos cajas organizadoras de bandas de dimensiones 28,57 Ancho x 3,81 cm Alto x 20,95 cm Fondo

- 2 bandejas organizadoras de bandas incluidas en su compra

Kit inicio	Tamaños incluidos	34	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39	39.5
Lado izquierdo		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lado derecho		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Los tamaños de las bandas están disponibles desde la 29,5 a la 44

La tabla de conversión de tallas de bandas va incluida con su pedido



*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruFit es una marca registrada de Ortho Technology. Debido a nuestro continuo esfuerzo para actualizar y mejorar nuestros diseños de tubos bucales, el producto que usted recibe puede variar ligeramente de los representados.



Tabla de equivalencias con las tallas de otros fabricante con TruFit™ 2.0!

No es necesario aprender los tamaños
de las nuevas bandas al convertir a TruFit™ 2.0

**TALLAS DE BANDAS
TABLAS DE CONVERSIÓN
INCLUIDAS CON
SU PEDIDO**

Independientemente de la marca de bandas que utilice actualmente en su consulta, al convertir a TruFit 2.0 etiquetaremos nuestras bandejas con sus tallas de banda actuales, evitándole la necesidad de aprender nuestra talla y facilitándole la transición.

Pregunte a su representante de ventas



Bandas para primero y segundo molar superiores

Ortho Technology			29.5		30	30.5			31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36			36.5	
American MR Full Sizes			1	2	3			5	6		7		8		9		10	11			12	13	14	15				17		18		19	
American MR 1/2 Sizes											1.5		2				2.5	3			3.5		4		4.5		5		5.5		6		
Dentaform Dentaform		2	3	4		5	6		7		8		9		10		11	12			13		14	15	16		17		18		19	20	
GAC-SnapFit				1		2				3		4		5		6			7		8		9		10		11	12	13			14	
Ormco				1		2	3			4		5		6	7	8	9	10			11		12	13	14	15		16		17		18	19
RMO Truform	1	2	3	4	5		6			7			8		9		10		11	12		13			14		15		16	17		18	
TP GripTite				00		0			1	2			3		5		6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	
Unitek Victory Series			29.5		30	30.5			31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36			36.5	

Bandas inferiores de primer molar

Ortho Technology			29.5			30			30.5		31		31.5		32		32.5		33			33.5		34		34.5		35		35.5			36	
American MR Full Sizes					1		2		3	4	5	6	7	8		9	10		11		12	13		14				16		17		18		
American MR 1/2 Sizes											1.5		2		2.5				3			3.5				4		4.5		5				
Dentaform Dentaform			3	4		5		6	7	8	9	10	11	12		13	14			15	16			17		18		19		20	21		22	
GAC-SnapFit				1					2				3		4		5		6				7		8		9	10		11	12		13	
Ormco			1										5		6		7		8	9			10	11	12	13	14	15	16		17		18	
RMO Truform	1	2	3		4	5				6		7			8		9		10			11	12		13		14		15	16		17		
TP GripTite						00			0		1	2		4	5	6	7		8		9	10		11		12		13	14	15	16	17	18	
Unitek Victory Series			29.5			30			30.5		31		31.5		32		32.5		33			33.5		34		34.5		35		35.5			36	

Bandas inferiores de segundo molar

Ortho Technology			29.5		30		30.5		31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36		36.5		37
American MR Full Sizes					1	2				4	5		6	7		8	9	10			11	12	13		14	15	16		17	18	19	20	
American MR 1/2 Sizes										1.5		2		2.5			3	3.5				4	4.5			5	5.5		6	6.5	7		7.5
Dentaform Dentaform					1	2		3	4	5			6	7	8	9	10		11		12	13		14	15		16		17	18	19	20	
GAC-SnapFit	1	2	3	4			5		6		7	8		9		10	11		12	13		14		15	16	17		18		19	20		21
Ormco				1	2		3		4		5	6	7		8		9	10	11		12		13		14	15	16		17	18	19		20
RMO Truform									7		8		9		10		11			12	13			14	15	16	17			18	19	20	
TP GripTite					00		0		1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Unitek Victory Series			29.5		30		30.5		31		31.5		32		32.5		33		33.5		34		34.5		35		35.5		36		36.5		37

Ni Onlyorto ni Ortho Technology no se pueden hacer responsable de la perfecta correlación de tallas.



TruFit™ 2.0 Bandas Molares

Consulte la página 46

Bandas para primero y segundo molar superiores

Ortho Technology	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44				
American MR Full Sizes	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32							
American MR 1/2 Sizes	6.5	7	7.5	8	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5					
Dentaurum Dentaform	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
GAC-SnapFit	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Ormco	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
RMO Truform	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
TP GripTite	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36			
Unitek Victory Series	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44				

Bandas inferiores de primer molar

Ortho Technology	36.5	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44			
American MR Full Sizes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
American MR 1/2 Sizes	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5				
Dentaurum Dentaform	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32									
GAC-SnapFit	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ormco	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
RMO Truform	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
TP GripTite	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Unitek Victory Series	36.5	37	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44			

Bandas inferiores de segundo molar

Ortho Technology	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42									
American MR Full Sizes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
American MR 1/2 Sizes		8			8.5	9	9.5	10	10.5	11									
Dentaurum Dentaform	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
GAC-SnapFit	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
Ormco	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
RMO Truform	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
TP GripTite	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
Unitek Victory Series	37.5	38	38.5	39	39.5	40	40.5	41											



Accesorios linguales presoldados para bandas molares TruFit 2.0

MADE IN THE USA



Gancho presoldado

MolarJ494-025
Cúspide/Bicúspide J494-024



Apoyo presoldado

Item #: J494-028
Longitud 4,8 mm



Cajetín con gancho presoldado

UR/LLJ494-038
UL/LRJ494-039



Cajetín presoldado

Item #: J494-032



Botón oval presoldado

Oval planoJ494-020
Oval curvadoJ494-021



Gancho lingual de adhesión directa

Item #: J400-204
10 por paquete



Gancho lingual soldable

A. MolarJ494-025-10
B. Cúspide/Bicúspide...J494-024-10
10 por paquete



Gancho lingual de adhesión directa

Item #: J494-004-10
Microarenado
10 por paquete



Cajetín lingual con gancho

UR/LL.....J494-038-10
UL/LR.....J494-039-10
10 por paquete



Cajetín lingual

Retiene y sujeta el arco al paladar a través de las tiras de sujeción
Item #: J494-032-10
10 por paquete

Aditamento de adhesión directa para tracción

MADE IN THE USA



Lazos para adhesión directa. Base redonda

Item #: J025-100
3,5 mm diámetro 2 piezas
base plana
10 por paquete



Lazos para adhesión directa. Base rectangular

Item #: J025-000
3,75 mm x 3,0 mm 1 pieza
base curvada
10 por paquete



Botones linguales base redonda

Item #: J494-001-10
Microarenado
3,5 mm diámetro una pieza
base curvada
10 por paquete



Botones linguales base rectangular

A. Oval PlanaJ400-201
B. Oval Curvada.....J400-202
3,88 mm x 2,48 mm una pieza
10 por paquete



BANDAS PREMOLARES

Bandas Premolares
Item #: B104-300



MADE IN THE **USA**

Con brackets presoldados

Prescripción Roth y Estándar Edgewise*



MADE IN THE **USA**

Ganchos colocados en las alas distales del bracket premolar

▲ Maxilar	Torq.	Ang.	L/R	.018" Slot	.022" Slot
$\frac{4}{5} \frac{4}{5}$ Bicúspide gemelar	-7°	0°	R	BW805-259	BW805-359
			L	BW805-260	BW805-360
$\frac{4}{5} \frac{4}{5}$ Bicúspide gemelar con gancho	-7°	0°	R	BW805-261	BW805-361
			L	BW805-262	BW805-362
$\frac{4}{5} \frac{4}{5}$ Bicúspide gemelar	0°	0°	U	BW802-009	BW802-109

** La versión de Roth de Ortho Technology no implica ser una versión exacta de otro sistema. No se pretende la inhabilitación del Dr. Roth.*

Apoyos

Bicúspide.....BW400-010 BicúspideBW971-024

Gancho Lingual

▼ Mandibular	Torq.	Ang.	L/R	.018" Slot	.022" Slot
$\frac{4}{4}$ Bicúspide gemelar	-17°	0°	R	BW805-289	BW805-389
			L	BW805-290	BW805-390
$\frac{4}{4}$ Bicúspide gemelar con gancho	-17°	0°	R	BW805-291	BW805-391
			L	BW805-292	BW805-392
$\frac{5}{5}$ Bicúspide gemelar	-22°	0°	R	BW805-293	BW805-393
			L	BW805-294	BW805-394
$\frac{5}{5}$ Bicúspide gemelar con gancho	-22°	0°	R	BW805-295	BW805-395
			L	BW805-296	BW805-396
$\frac{4}{5} \frac{4}{5}$ Bicúspide gemelar	0°	0°	U	BW802-009	BW802-109

Organice sus brackets y bandas



MADE IN THE **USA**

Organizador apilable

Bandeja organizadora de bandas.....O85180K
Bandeja organizadora de brackets.....O85181K
Incluye: 1 Bandeja de bandas o brackets por referencia
Dimensiones del organizador

28,57 Ancho x 3,81 cm Alto x 20,95 cm Fondo

Bandejas bandas

UR 1st/2nd Bandeja bandas
Item #: O4002-05

UL 1st/2nd Bandeja bandas
Item #: O4002-06

LR 1st/2nd Bandeja bandas
Item #: O4002-07

LL 1st/2nd Bandeja bandas
Item #: O4002-08

1 Bandeja de bandas por referencia

TruEase™

Tubos Adhesión Directa

MADE IN THE USA

Diseñado con la última tecnología para el confort del paciente

Gancho de bola ajustable para más comodidad

Entrada en forma de trompeta Facilita la inserción del arco

Diseño de bajo perfil Para la máxima comodidad del paciente




Marca de color para diferenciar los cuadrantes

Hendidura de posicionamiento oclusogingival

Muesca distal



- **Construcción en acero inoxidable**
- **Base moldeada y contorneada con malla de 80** proporciona un ajuste anatómico correcto que se adapta al diente garantizando un nivel de máxima adhesión
- **La hendidura oclusal** facilita la colocación precisa para ajustarse al surco vestibular
- **La Base extendida** ofrece la máxima cobertura para una mayor resistencia a la adherencia y control
- **4,2 mm de dimensión mesiodistal** Para tener máximo control de rotación



Simple no Convertible

	Cuadrante	Slot Torque	Distal Offset	Color	Base Ancha Tamaño Slot	
					.018"	.022"
R	Superior Dcha	-10°	8°	●	T460-11-1020P	T460-12-1020P
	Superior Izqda	-10°	8°	●	T460-11-2020P	T460-12-2020P
R	Inferior Dcha	-25°	5°	■	T460-11-3020P	T460-12-3020P
	Inferior Izqda	-25°	5°	■	T460-11-4020P	T460-12-4020P
M	Superior Dcha	-14°	10°	●	T460-21-1020P	T460-22-1020P
	Superior Izqda	-14°	10°	●	T460-21-2020P	T460-22-2020P
M	Inferior Dcha	-20°	0°	▲	T460-21-3020P	T460-22-3020P
	Inferior Izqda	-20°	0°	▲	T460-21-4020P	T460-22-4020P
E	UR/LL	0°	0°	◆	T460-51-7020P	T460-52-7020P
	UL/LR	0°	0°	◆	T460-51-8020P	T460-52-8020P
1 pack (10 tubos)						

R Roth Rx*

M MBT*

E Estándar Edgewise Rx

TruEase™ Mini Tubos Bucles de Adhesión Directa

MADE IN THE USA

Específicamente diseñados para segundos molares parcialmente erupcionados

Gancho de bola ajustable para más comodidad

Entrada en forma de trompeta Facilita la inserción del arco

Diseño de bajo perfil Para máximo confort del paciente



Marca de color para diferenciar cuadrantes

Hendidura de posicionamiento oclusogingival



- **Construcción en acero inoxidable**
- **La base anatómica desplazada por mesial** diseñada para facilitar el cementado en la cúspide mesial del segundo molar para proporcionar un ajuste correcto y asegurar una resistencia máxima
- **La base con pincho** mecanizada por descarga eléctrica (EDM) ofrece una retención superior a la malla
- **El torque en la base** permite una alineación más fácil para una oclusión funcional óptima y acabado del caso
- **2,5 mm de dimensión mesiodistal**

	Cuadrante	Slot Torque	Distal Offset	Color	Tamaño Slot	
					.018"	.022"
R	Superior Dcha	-10°	0°	●	T470-11-1720P	T470-12-1720P
	Superior Izqda	-10°	0°	●	T470-11-2720P	T470-12-2720P
R	Inferior Dcha	-25°	0°	■	T470-11-3720P	T470-12-3720P
	Inferior Izqda	-25°	0°	■	T470-11-4720P	T470-12-4720P
M	UR/LL	-14°	0°	●	T470-21-7723P	T470-22-7723P
	UL/LR	-14°	0°	●	T470-21-8723P	T470-22-8723P
E	UR/LL	0°	0°	◆	T470-51-7720P	T470-52-7720P
	UL/LR	0°	0°	◆	T470-51-8720P	T470-52-8720P
1 pack (10 tubos)						

R Roth Rx*


M MBT*

E Estándar Edgewise Rx

Mini tipodonto de tubos TruEase

Item #: AG50-000

Incluye: 1x Tubo TruEase y 1x Tubo Mini TruEase



*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruEase es una marca registrada de Ortho Technology.



Bajo perfil
Reduce la interferencia oclusal

Muecas de posición
Para poder asentar con la sonda

Código de color-removible
Identificación marcada para una rápida y precisa colocación

Gancho de bajo perfil
Facilita la inserción del arco



Base de hilo cruzado
para un ajuste más contorneado y preciso

Dimensión mesiodistal
3,6 mm

Entrada biselada
Facilita la inserción del arco



Simple no Convertible

	Cuadrante	Slot Torque	Distal Offset	Tamaño Slot .018"	Tamaño Slot .022"
R	Superior Dcha	-10°	+8°	T204B-825P	T204B-225P
	Superior Izqda	-10°	+8°	T204B-826P	T204B-226P
R	Inferior Dcha	-25°	+5°	T204B-827P	T204B-227P
	Inferior Izqda	-25°	+5°	T204B-828P	T204B-228P
M	Superior Dcha	-14°	+10°	T204B-833P	T204B-233P
	Superior Izqda	-14°	+10°	T204B-834P	T204B-234P
M	Superior Dcha	-10°	0°	T204B-831UP	T204B-231UP
	Superior Izqda	-10°	0°	T204B-832UP	T204B-232UP
M	Inferior Dcha	-10°	0°	T204B-831LP	T204B-231LP
	Inferior Izqda	-10°	0°	T204B-832LP	T204B-232LP
E	Superior Dcha	0°	0°	T204B-821UP	T204B-221UP
	Superior Izqda	0°	0°	T204B-822UP	T204B-222UP
E	Inferior Dcha	0°	0°	T204B-821LP	T204B-221LP
	Inferior Izqda	0°	0°	T204B-822LP	T204B-222LP

R Roth*

M MBT*

E Estándar Edgewise Rx

*Las versiones de Ortho Technology de estas prescripciones, no implican ser una versión exacta de otros sistemas, ni pretendemos la inhabilitación de sus respectivos doctores.

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruCast es una marca registrada por Ortho Technology.

Bajo perfil
Reduce la interferencia oclusal

Muecas de posición
Para poder asentar con la sonda

Gancho de bajo perfil
Más confort del paciente



Base mesial extendida
Para un ajuste seguro

Diseño de tubo paralelo
Para agarrar y colocar el tubo con seguridad

Dimensión mesiodistal
2,4 mm

Entrada biselada
Facilita la inserción del arco



MADE IN THE USA

TruCast™ Tubo de Segundo Molar

Permite el tratamiento prematuro cuando el segundo molar esta parcialmente erupcionado

	Cuadrante	Slot Torque	Distal Offset	Tamaño Slot .018"	Tamaño Slot .022"
	Inferior Dcha	-25°	0°	T304B-833P	T304B-233P
	Inferior Izqda	-25°	0°	T304B-834P	T304B-234P
	Superior Dcha	-10°	0°	T304B-831P	T304B-231P
	Superior Izqda	-10°	0°	T304B-832P	T304B-232P
	UL/LR	0°	0°	T304B-822P	T304B-222P
	UR/LL	0°	0°	T304B-821P	T304B-221P

- Tubo con diseño compacto para el confort del paciente
- Entrada biselada que facilita la inserción del arco
- Base mesial extendida
- Gancho de bajo perfil. Más confort del paciente
- Muecas de posición, para poder asentar con la sonda
- Diseño paralelo que asegura el agarre y posicionamiento del tubo
- Disponible en adhesión directa y soldable

ARCHWIRES

ARCOS


Amplísima selección de alambres de alta calidad y formas de arcada

	TruFlex™ Arcos NiTi	P.62-63
	TruFlex™ Arcos NiTi Termal	P.64-65
	TruFlex™ Arcos Copper NiTi	P.66-67
	TRIFECTA® Arcos NiTi Termal	P.68
	BetaForce™ Arcos Beta Titanio	P.69
	TruForce™ Arcos Acero	P.72-74
	Tooth Tone™ Arcos NiTi Estéticos	P.76
	Tooth Tone™ Arcos Acero Estéticos	P.76



Formas de Arcos


Forma Full



Disponible en:

- Normal y Dimpled
- Normal y Dimpled


Forma Universal



Disponible en:

- Normal
- Normal


Forma Euro



Disponible en:

- Normal y Dimpled
- Normal y Dimpled

Forma Estándar



Disponible en:

- Normal
- Normal

Forma Full Pretorqueado



Disponible en:

- Normal

Curva de spee



También Disponible en:

Curva de spee recto
por distal

Arcos Forma Full

El ancho de forma de los arcos Full es la preferida para la mayoría de las aplicaciones clínicas. Es ideal para sistemas de brackets que tienen una prescripción incorporada y se puede utilizar de principio a fin con un leve doblado del alambre o incluso sin él.

Disponible en:



Arcos Forma Euro

El ancho de forma de los arcos Euro es ligeramente más estrecha que la forma Full en la zona anterior y bastante más estrecha en la región posterior para aquellos ortodoncistas que prefieren una forma más ovalada.

Disponible en:



Arcos Forma Estándar

El ancho de forma de los arcos Estándar, también conocida como forma de arco clásico, refleja estrictamente un arco de simetría general. Dado que a menudo se remodela y contornea, el arco tiene longitud suficiente para realizar dobleces, loops y ajustes en el alambre.

Disponible en:



Arcos Truflex de Níquel Titanio Pretorqueados

Ideal para los brackets de autoligado, Truflex Níquel Titanio Pretorqueado es un arco con 20° de Torque Anterior con baja fuerza que permite la introducción temprana del torque en los centrales y laterales. La anchura del torque anterior se identifica con unas marcas grabadas en la línea media, para una colocación precisa.


Disponible en:



Arcos Forma Universal

El ancho de forma de los arcos Universal se puede utilizar en la parte superior o inferior creando una sonrisa amplia que muestra los primeros y segundos premolares cuando se ven desde la parte anterior. Este arco es perfecto para ser usado con sistemas de brackets de autoligado.

Disponible en:



Arcos Curva de Spee y Curva de Spee recto por distal

Tienen las mismas características que todos los arcos de NiTi Tru-flex, pero combinando las ventajas de superelasticidad, fuerzas continuas y los beneficios de la curva reversa.

Los arcos de NiTi Truflex RCS rectos por distal están diseñados con una longitud adicional y sin compensación distal (toe-in). Es un arco excelente para corregir mordidas abiertas y cerradas, expansión inferior o intrusión de los dientes incisivos inferiores.

Disponible en:



Arcos de Retracción

Los arcos Truforce o arcos de retracción de acero están disponibles en un surtido de arcos con asas o postes de latón para la intrusión anterior, retracción, cierre de espacios o colocación de elásticos.


Disponible en:



Arcos especiales

TruForce acero está disponible en tiras rectas o también en tres tipos diferentes de arcos trenzados: trenzado de 3 hilos, trenzado coaxial de 6 hilos y trenzado braided de 8 hilos. Cada alambre trenzado cuenta con niveles de fuerza ligera, buena flexibilidad y se pueden cortar y deformar sin que se deshilachen.

Disponible en:






TruFlex™

NiTi

Los pacientes notarán el confort de la ligereza proporcionada durante la fase inicial del tratamiento. Los doctores apreciarán los precisos y consistentes resultados del tratamiento. Los productos TruFlex Niquel Titanio están garantizados

- Ligeros niveles de fuerza continua previsible
- Acabado brillante para deslizamiento mecánico óptimo
- Resistente a la deformación durante su manejo
- Formas del arco consistentemente precisas
- Satisfacción garantizada

Gráfico comparativo de fuerza



TruFlex™ NiTi Arcos Forma Full

MADE IN THE USA

La forma Full es la preferida para la mayoría de las aplicaciones clínicas. TruFlex NiTi posee propiedades superelásticas y austeníticas cuando está activado. TruFlex NiTi ofrece unos registros medios de niveles de fuerza y resistencia, un acabado brillante y liso con excelentes propiedades de memoria.



Normal

Dimpled

● Redondo

▲ Sup ▼ Inf

▲ Sup ▼ Inf

.012"	N6000-101	N6000-201	ND6000-101	ND6000-201
.014"	N6000-102	N6000-202	ND6000-102	ND6000-202
.016"	N6000-103	N6000-203	ND6000-103	ND6000-203
.018"	N6000-104	N6000-204	ND6000-104	ND6000-204
.020"	N6000-105	N6000-205	ND6000-105	ND6000-205

■ Rectangular

.016" x .016"	N6000-106	N6000-206	ND6000-106	ND6000-206
.016" x .022"	N6000-107	N6000-207	ND6000-107	ND6000-207
.017" x .025"	N6000-108	N6000-208	ND6000-108	ND6000-208
.018" x .018"	N6000-109	N6000-209	ND6000-109	ND6000-209
.018" x .025"	N6000-110	N6000-210	ND6000-110	ND6000-210
.019" x .025"	N6000-111	N6000-211	ND6000-111	ND6000-211
.020" x .020"	N6000-113	N6000-213	ND6000-113	ND6000-213
.021" x .025"	N6000-112	N6000-212	ND6000-112	ND6000-212

● Redondo Normal
10 por paquete

● Redondo Dimpled
10 por paquete

■ Rectangular Normal
10 por paquete

■ Rectangular Dimpled
10 por paquete

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruFlex es una marca registrada por Ortho Technology.

TruFlex™ NiTi Arcos Forma Euro

La forma del arco Euro tiene una región anterior un poco más estrecha cuando se compara con el ancho de forma del arco Full. TruFlex NiTi tiene propiedades súper elásticas y se presenta en estado austenítico o activado. TruFlex NiTi ofrece características de fuerza media, niveles de fuerza consistente, un acabado brillante suave y unas propiedades de memoria de retorno excelentes.

● **Redondo Normal**
10 por paquete

● **Redondo Dimpled**
10 por paquete

■ **Rectangular Normal**
10 por paquete

■ **Rectangular Dimpled**
10 por paquete

Normal			Dimpled	
● Redondo	▲ Sup	▼ Inf	▲ Sup	▼ Inf
.012"	N5000-101	N5000-201	ND5000-101	ND5000-201
.014"	N5000-102	N5000-202	ND5000-102	ND5000-202
.016"	N5000-103	N5000-203	ND5000-103	ND5000-203
.018"	N5000-104	N5000-204	ND5000-104	ND5000-204
.020"	N5000-105	N5000-205	ND5000-105	ND5000-205
■ Rectangular				
.016" x .016"	N5000-106	N5000-206	ND5000-106	ND5000-206
.016" x .022"	N5000-107	N5000-207	ND5000-107	ND5000-207
.017" x .025"	N5000-108	N5000-208	ND5000-108	ND5000-208
.018" x .018"	N5000-109	N5000-209	ND5000-109	ND5000-209
.018" x .025"	N5000-110	N5000-210	ND5000-110	ND5000-210
.019" x .025"	N5000-111	N5000-211	ND5000-111	ND5000-211
.020" x .020"	N5000-113	N5000-213	ND5000-113	ND5000-213
.021" x .025"	N5000-112	N5000-212	ND5000-112	ND5000-212

MADE IN THE USA

TruFlex™ NiTi Curva de Spee inversa

Tiene las mismas características de todos los TruFlex Niti combinando las ventajas de superelasticidad, continuos niveles de fuerza y los beneficios de la curva reversa. RCS TruFlex NiTi está diseñado para corregir mordidas abiertas y cerradas, debido a su profundidad. En las mordidas abiertas proporciona un excelente nivelamiento y alineamiento.

● **Redondo Normal**
10 por paquete

● **Redondo Dimpled**
10 por paquete

■ **Rectangular Normal**
10 por paquete

■ **Rectangular Dimpled**
10 por paquete

Normal			Dimpled	
● Redondo	▲ Sup	▼ Inf	▲ Sup	▼ Inf
.012"	N6000-311	N6000-411	ND6000-311	ND6000-411
.014"	N6000-300	N6000-400	ND6000-300	ND6000-400
.016"	N6000-301	N6000-401	ND6000-301	ND6000-401
.018"	N6000-302	N6000-402	ND6000-302	ND6000-402
.020"	N6000-312	N6000-412	ND6000-312	ND6000-412
■ Rectangular				
.016" x .016"	N6000-303	N6000-403	ND6000-303	ND6000-403
.016" x .022"	N6000-304	N6000-404	ND6000-304	ND6000-404
.017" x .025"	N6000-305	N6000-405	ND6000-305	ND6000-405
.018" x .018"	N6000-310	N6000-410	—	—
.018" x .025"	N6000-306	N6000-406	ND6000-306	ND6000-406
.019" x .025"	N6000-307	N6000-407	ND6000-307	ND6000-407
.020" x .020"	N6000-309	N6000-409	ND6000-309	ND6000-409
.021" x .025"	N6000-308	N6000-408	ND6000-308	ND6000-408

TruFlex™ NiTi Curva de Spee recto por distal

Tiene las mismas características que todos los TruFlex NiTi combinando las ventajas de superelasticidad, continuos niveles de fuerza y los beneficios de la curva reversa. Los TruFlex NiTi RCS rectos por distal están diseñados con una longitud adicional y sin compensación distal (toe-in). Excelente arco para corregir mordidas abiertas y cerradas, o expansión inferior, intrusión de los dientes incisivos inferiores y también proporciona un excelente nivelamiento y alineamiento.

● **Redondo Normal**
10 por paquete

● **Rectangular Normal**
10 por paquete

Normal		
● Redondo	▲ Sup	▼ Inf
.014"	N5000-300	N5000-400
.016"	N5000-301	N5000-401
.018"	N5000-302	N5000-402
.020"	N5000-312	N5000-412
■ Rectangular		
.016" x .016"	N5000-303	N5000-403
.016" x .022"	N5000-304	N5000-404
.017" x .025"	N5000-305	N5000-405
.018" x .018"	N5000-310	N5000-410
.018" x .025"	N5000-306	N5000-406
.019" x .025"	N5000-307	N5000-407
.020" x .020"	N5000-309	N5000-409
.021" x .025"	N5000-308	N5000-408

MADE IN THE USA

TruFlex™

Termal NiTi



TruFlex™ Arcos NiTi Termal Forma Full

La forma Full es la preferida para la mayoría de las aplicaciones clínicas. TruFlex Termal NiTi es martensítico cuando está blando o flexible y se convierte en superelástico cuando sufre la transformación de temperatura y alcanza los 32° C y vuelve a activar su estado austenítico. TruFlex Termal proporciona suavidad, niveles más bajos de resistencia y un acabado brillante y liso. La extrema flexibilidad de los arcos TruFlex Termal ofrecen un fácil ligado y por lo tanto puede introducirse tamaños más gruesos de arcos en fases de tratamiento más tempranas sin privar al paciente del compromiso de confort.

MADE IN THE USA

● Redondo Normal 10 por paquete

■ Redondo Dimpled 10 por paquete

■ Rectangular Normal 10 por paquete

■ Rectangular Dimpled 10 por paquete

	Normal		Dimpled	
● Redondo	▲ Sup	▼ Inf	▲ Sup	▼ Inf
.014"	N6001-014	N6001-114	ND6001-014	ND6001-114
.016"	N6001-016	N6001-116	ND6001-016	ND6001-116
.018"	N6001-018	N6001-118	ND6001-018	ND6001-118
.020"	N6001-020	N6001-120	ND6001-020	ND6001-120
■ Rectangular				
.014" x .025"	N6001-040	N6001-140	ND6001-040	ND6001-140
.016" x .016"	N6001-041	N6001-141	ND6001-041	ND6001-141
.016" x .022"	N6001-042	N6001-142	ND6001-042	ND6001-142
.016" x .025"	N6001-043	N6001-143	ND6001-043	ND6001-143
.017" x .025"	N6001-044	N6001-144	ND6001-044	ND6001-144
.018" x .018"	N6001-047	N6001-147	ND6001-047	ND6001-147
.018" x .025"	N6001-046	N6001-146	ND6001-046	ND6001-146
.019" x .025"	N6001-048	N6001-148	ND6001-048	ND6001-148
.020" x .020"	N6001-049	N6001-149	ND6001-049	ND6001-149
.021" x .025"	N6001-050	N6001-150	ND6001-050	ND6001-150



TruFlex™ Arcos NiTi Termal Forma Euro

La forma Euro tiene la parte anterior significativamente más estrecha, comparado con la forma Full. TruFlex NiTi Termal es martensítico cuando está blando o flexible y se convierte en superelástico cuando sufre la transformación de temperatura y alcanza los 32° C y vuelve a activar su estado austenítico. TruFlex Termal proporciona suavidad, niveles más bajos de resistencia y un acabado brillante y liso. La extrema flexibilidad de los arcos TruFlex Termal ofrecen un fácil ligado y por lo tanto puede introducirse tamaños más gruesos de arcos en fases de tratamiento más tempranas sin privar al paciente del compromiso de confort.

MADE IN THE USA

● Redondo Normal 10 por paquete

● Redondo Dimpled 10 por paquete

■ Rectangular Normal 10 por paquete

■ Rectangular Dimpled 10 por paquete

	Normal		Dimpled	
● Redondo	▲ Sup	▼ Inf	▲ Sup	▼ Inf
.014"	N5001-102	N5001-202	ND5001-102	ND5001-202
.016"	N5001-103	N5001-203	ND5001-103	ND5001-203
.018"	N5001-104	N5001-204	ND5001-104	ND5001-204
.020"	N5001-105	N5001-205	ND5001-105	ND5001-205
■ Rectangular				
.016" x .016"	N5001-106	N5001-206	ND5001-106	ND5001-206
.016" x .022"	N5001-107	N5001-207	ND5001-107	ND5001-207
.017" x .025"	N5001-108	N5001-208	ND5001-108	ND5001-208
.018" x .018"	N5001-109	N5001-209	ND5001-109	ND5001-209
.018" x .025"	N5001-110	N5001-210	ND5001-110	ND5001-210
.019" x .025"	N5001-111	N5001-211	ND5001-111	ND5001-211
.020" x .020"	N5001-113	N5001-213	ND5001-113	ND5001-213



Arcos Forma Universal

MADE
IN THE **USA**

Los arcos universales tienen todas las buenas características de nuestra familia de arcos TruForce, TruFlex y BetaForce con el beneficio añadido de nuestro cuidado diseño. Su forma universal puede usarse indistintamente en la arcada superior como en la inferior. Perfectos para usar con los brackets de autoligado

- Perfecta secuencia de arco para brackets de autoligado
- Excelente resistencia
- Preciso y consistente nivel de fuerza
- Normal

**Recomendado para usar
con
brackets autoligado**

Tamaño: .014" x .025"

Fase 1 Inicial Alineación inicial temprana y desenlace, inicio del desarrollo del arco	Tamaño	Código	Nivel Fuerza	Arco
	.012"	N2000-100	Ligero	TruFlex NiTi
	.013"	N2000-101		
	.014"	N2000-102		
	.016"	N2000-103		
	.018"	N2000-104		
	.013"	N2001-101	Extra Ligero	TruFlex NiTi Termal
	.014"	N2001-102		
	.016"	N2001-103		
	.018"	N2001-104		

Phase 2 Intermedio Transición, nivelación y alineación completa, iniciar las rotaciones y comenzar a dar torque	Tamaño	Código	Nivel Fuerza	Arco
	.014" x .025"	N2000-114	Ligero	TruFlex NiTi
	.016" x .025"	N2000-116		
	.018" x .025"	N2000-118		
	.014" x .025"	N2001-114	Extra ligero	TruFlex NiTi Termal
	.016" x .022"	N2001-216		
	.016" x .025"	N2001-116		
	.018" x .025"	N2001-118		

Fase 3 Acabado Finalización del tratamiento	Tamaño	Código	Nivel Fuerza	Arco
	.016" x .025"	M2002-116	Medio	BetaForce Beta Titanio
	.017" x .025"	M2002-118		
	.019" x .025"	M2002-119		
	.018"	S2003-104	Fuerte	TruForce Acero
	.016" x .025"	S2003-116		
	.019" x .025"	S2003-119		



Prueba...

**Ganchos
crimpables
y mini stop**

Ver página 78-79

TruFlex™ NiTi

● **Redondo**
10 por paquete

■ **Rectangular**
10 por paquete

TruFlex™ NiTi Termal

● **Redondo**
10 por paquete

■ **Rectangular**
10 por paquete

TruForce™ Acero

● **Redondo**
100 por paquete

■ **Rectangular**
10 por paquete

BetaForce™ Beta Titanio

■ **Rectangular**
10 por paquete



TruFlex™

COPPER
NiTi


El último avance en la tecnología de los arcos de NiTi

La inclusión de cobre en la aleación de níquel titanio acentúa las propiedades térmicas y las características de trabajo del alambre.

La menor histéresis del TruFlex™ Copper proporciona una "sensación" de tacto más ligero del alambre a temperatura ambiente, alcanzando una mayor flexibilidad que proporciona una fácil colocación en casos con apiñamiento. La composición única de la aleación no sólo da una inserción más fácil en los brackets, sino que también proporciona una mayor resistencia a la deformación.

TruFlex™ Copper proporciona control de fuerzas de carga y descarga para un mayor rango de tiempo de trabajo, reduciendo la necesidad de cambios de arcos.

Estos niveles de fuerzas controladas se convierten en suaves fuerzas continuas que facilitan un movimiento constante y fiable durante todo el tratamiento.



Forma Universal
disponible con y
sin Stops

Disponible en Niveles de Fuerza de 27°C o 35°C

■ **Use Copper 27°C**

Cuando se necesita Nivel de Fuerza Alta

■ **Use Copper 35°C**

Cuando se necesita Nivel de Fuerza Media

TRUFLEX™ COPPER NiTi



TruFlex™ Copper NiTi
Arcos Forma Universal

MADE IN THE **USA**



NEW!

PAQUETES CON 10 ARCOS ENVASADOS INDIVIDUALMENTE

● **Redondo** ■ **Rectangular sin Stops**
10 por paquete

● **Redondo** ■ **Rectangular con Stops**
10 por paquete

Marcado en línea media

● Redondo	Temp	Sin Stops	Con Stops
.013"	27° C	N2005-101	N2005-101ST
.014"	27° C	N2005-102	N2005-102ST
.016"	27° C	N2005-103	N2005-103ST
.018"	27° C	N2005-104	N2005-104ST

■ Rectangular	Temp	Sin Stops	Con Stops
.014" x .025"	27° C	N2005-105	N2005-105ST
.016" x .025"	27° C	N2005-106	N2005-106ST
.017" x .025"	27° C	N2005-107	N2005-107ST
.018" x .025"	27° C	N2005-108	N2005-108ST
.019" x .025"	27° C	N2005-109	N2005-109ST
.017" x .025"	35° C	N2005-110	N2005-110ST
.019" x .025"	35° C	N2005-111	N2005-111ST



TruFlex™ Copper NiTi Arcos Forma Universal

MADE IN THE USA

Marcado en línea media

● Redondo ■ Rectangular sin Stops
10 por paquete

● Redondo ■ Rectangular con Stops
10 por paquete

● Redondo	Temp	Sin Stops	Con Stops
.013"	27° C	N2004-101	N2004-101ST
.014"	27° C	N2004-102	N2004-102ST
.016"	27° C	N2004-103	N2004-103ST
.018"	27° C	N2004-104	N2004-104ST

■ Rectangular Temp	Sin Stops	Con Stops
.014" x .025"	27° C	N2004-105 N2004-105ST
.016" x .025"	27° C	N2004-106 N2004-106ST
.017" x .025"	27° C	N2004-107 N2004-107ST
.018" x .025"	27° C	N2004-108 N2004-108ST
.019" x .025"	27° C	N2004-109 N2004-109ST
.017" x .025"	35° C	N2004-110 N2004-110ST
.019" x .025"	35° C	N2004-111 N2004-111ST

TruFlex™ Copper NiTi Arcos Forma Full

MADE IN THE USA

Marcado en línea media

● Redondo
10 por paquete

■ Rectangular
10 por paquete

● Redondo	Temp	▲ Sup	▼ Inf
.014"	27° C	N2007-102	N2007-202
.016"	27° C	N2007-103	N2007-203
.016"	35° C	N2007-110	N2007-210
.018"	27° C	N2007-104	N2007-204
.018"	35° C	N2007-111	N2007-211

■ Rectangular Temp	Sin Stops
▲ Sup ▼ Inf	
.014" x .025"	27° C N2007-105 N2007-205
.016" x .022"	27° C N2007-106 N2007-206
.016" x .022"	35° C N2007-112 N2007-212
.016" x .025"	27° C N2007-107 N2007-207
.017" x .017"	35° C N2007-113 N2007-213
.017" x .025"	27° C N2007-108 N2007-208
.017" x .025"	35° C N2007-114 N2007-214
.018" x .025"	27° C N2007-118 N2007-218
.018" x .025"	35° C N2007-115 N2007-215
.019" x .025"	27° C N2007-109 N2007-209
.019" x .025"	35° C N2007-116 N2007-216
.020" x .020"	35° C N2007-117 N2007-217

TruFlex™ Copper NiTi Arcos Forma Euro

MADE IN THE USA

Marcado en línea media

● Redondo
10 por paquete

■ Rectangular
10 por paquete

● Redondo	Temp	▲ Sup	▼ Inf
.014"	27° C	N2008-102	N2008-202
.016"	27° C	N2008-103	N2008-203
.016"	35° C	N2008-110	N2008-210
.018"	27° C	N2008-104	N2008-204
.018"	35° C	N2008-111	N2008-211

■ Rectangular Temp	Sin Stops
▲ Sup ▼ Inf	
.014" x .025"	27° C N2008-105 N2008-205
.016" x .022"	27° C N2008-106 N2008-206
.016" x .022"	35° C N2008-112 N2008-212
.016" x .025"	27° C N2008-107 N2008-207
.017" x .017"	35° C N2008-113 N2008-213
.017" x .025"	27° C N2008-108 N2008-208
.017" x .025"	35° C N2008-114 N2008-214
.018" x .025"	27° C N2008-118 N2008-218
.018" x .025"	35° C N2008-115 N2008-215
.019" x .025"	27° C N2008-109 N2008-209
.019" x .025"	35° C N2008-116 N2008-216
.020" x .020"	35° C N2008-117 N2008-217



TRIFECTA®

Termal
NiTi

Tres Niveles de Fuerza, un extraordinario arco

TRIFECTA® Gráfico de fuerzas

TRIFECTA® TERMAL NiTi



Arco Forma Full

■ .016" x .016"
.018" x .018"
.020" x .020"
.016" x .022"
.017" x .025"
.018" x .025"
.019" x .025"

■ .016" x .016"
.018" x .018"
.020" x .020"
.016" x .022"
.017" x .025"
.018" x .025"
.019" x .025"

■ .016" x .016"
.018" x .018"
.020" x .020"
.016" x .022"
.017" x .025"
.018" x .025"
.019" x .025"

Fuerza (g) 0 50 100 150 200 250 300

Región Anterior = Fuerzas suaves

El segmento incisal tiene el nivel de fuerza más bajo, activado por calor para mover pequeñas raíces de un solo diente. El arco proporciona suaves fuerzas para el confort del paciente, reduce innecesarias presiones al diente y disminuye la posibilidad de reabsorción radicular

Región Bicúspide = Fuerzas moderadas

Este segmento del arco reparte un leve aumento del nivel de fuerza para mover bicúspides o premolares grandes. El progresivo aumento de fuerza proporciona rápida nivelación y alineamiento acelerando el tiempo de tratamiento, sin comprometer los niveles

Región Molar = Fuerzas fuertes

El segmento posterior del arco genera la mayor fuerza para hacer la mayor parte del alineado, más difícil para movimientos de primero y segundo molar. Los arcos regulares tienen un sólo nivel de fuerza por todas partes, requiriendo el cambio de 2 o 3 arcos para alcanzar el mismo movimiento que un arco Trifecta.

TRIFECTA Nivel de fuerza en gramos

Tamaño	Central	Premolar	Molar
.016" x .016"	65	85	120
.018" x .018"	80	110	155
.020" x .020"	100	150	215
.016" x .022"	105	155	220
.017" x .025"	120	195	275
.018" x .025"	140	200	290
.019" x .025"	155	210	300

■ Rectangular

.016" x .016"	N6003-041	N6003-141
.018" x .018"	N6003-047	N6003-147
.020" x .020"	N6003-049	N6003-149
.016" x .022"	N6003-042	N6003-142
.017" x .025"	N6003-044	N6003-144
.018" x .025"	N6003-046	N6003-146
.019" x .025"	N6003-048	N6003-148
.020" x .020"	N6003-049	N6003-149

▲ Sup

▼ Inf

MADE IN THE USA

■ Rectangular (Normal)
10 por paquete

© 2015 Ortho Technology Inc. TRIFECTA es una marca registrada de Ortho Technology. Una prueba de doblaje en 3 puntos fue realizada en un alambre de 10,00 mm en el plano bucolingual para permitir una curvatura del arco. Las fuerzas de movimiento de diente a 1,5 mm de deflexión.

BetaForce™

Beta Titanio



Niveles de fuerza entre el Níquel Titatium y el acero

Los arcos BetaForce son Beta Titanio libres de níquel con propiedades que van entre la maleabilidad del acero y la flexibilidad del Níquel Titanio. Los alambres BetaForce tienen la superficie lisa brillante para deslizarse de forma óptima y proporcionar un moderado nivel de rigidez del 60% menos que el acero. Los alambres de Beta Titanio se pueden doblar y conformar, facilitando los detalles de fases intermedias y finales del tratamiento.



Arco Forma Full

Tamaño	▲ Sup	▼ Inf
.016"	M6002-103	M6002-203
.018"	M6002-104	M6002-204
.016" x .016"	M6002-106	M6002-206
.016" x .022"	M6002-107	M6002-207
.017" x .025"	M6002-108	M6002-208
.018" x .018"	M6002-109	M6002-209
.018" x .025"	M6002-110	M6002-210
.019" x .025"	M6002-111	M6002-211
.021" x .025"	M6002-112	M6002-212

Arco Forma Euro

Tamaño	▲ Sup	▼ Inf
.016"	M6002-113	M6002-213
.018"	M6002-114	M6002-214
.016" x .016"	M6002-116	M6002-216
.016" x .022"	M6002-117	M6002-217
.017" x .025"	M6002-118	M6002-218
.018" x .018"	M6002-119	M6002-219
.018" x .025"	M6002-120	M6002-220
.019" x .025"	M6002-121	M6002-221
.021" x .025"	M6002-122	M6002-222



**BetaForce™
Forma Full**

10 por paquete



**BetaForce™
Forma Euro**

10 por paquete

BetaForce™ Beta Titanio

Tiras de 35,56cm (14")

.016" x .016"	M6002-406
.016" x .022"	M6002-407
.017" x .025"	M6002-408
.018" x .018"	M6002-409
.018" x .025"	M6002-410
.019" x .025"	M6002-411
.021" x .025"	M6002-412

10 por paquete

© 2015 Ortho Technology Inc. BetaForce es una marca registrada of Ortho Technology.



ORTHOgap, inc.

Marcadores de arcos desechables Protege contra la contaminación cruzada

- Una máquina especial hace más consistentes las puntas de cera
- Puntas de cera más gruesas para evitar que se derritan o se rompan
- Hecho con tacos robustos

Dispensador
Item #: 600-500

- El atractivo dispensador mantiene el área de trabajo organizada
- Preciso marcado y adherencia para secar las superficies metálicas
- Marcadores baratos y desechables

Marcadores
Item #: 600-401
100 lápices marcadores por paquete
Made in the USA

jco

JOURNAL OF
CLINICAL
ORTHODONTICS

"La única manera segura de evitar una posible contaminación cruzada es la utilización de los marcadores desechables de bajo costo ..."



TruFlex™ Arcos NiTi Pretorqueados Forma Full

Ideal para usar con brackets autoligado pasivos

TruFlex Níquel Titanio Pretorqueado es un arco con 20° de torque anterior con baja fuerza que permite la introducción temprana del torque en los centrales y laterales.

La anchura del torque anterior se identifican con unas marcas grabadas en la línea media, para una colocación precisa.


Doctor y paciente apreciarán el ahorro de visitas a la consulta y la eliminación de doblesces al arco.

Marcado en línea media

■ Rectangular	▲ Sup 34 mm	▲ Sup 38 mm	▼ Inf 28 mm
.016" x .022"	N2000-122	N2000-124	N2000-120
.017" x .025"	N2000-128	N2000-130	N2000-126
.018" x .025"	N2000-134	N2000-136	N2000-132
.019" x .025"	N2000-140	N2000-142	N2000-138
.021" x .025"	N2000-146	N2000-148	N2000-144

No recomendado para usar con brackets cerámicos

■ Rectangular Normal
10 por paquete



Muelles NiTi TruFlex™ de impacto y separación

- Diseñados para una eficaz separación o fijación de los dientes posteriores, con mínimas molestias para el paciente
- Patas rectangulares de níquel titanio que proporcionan la mayor eficacia para la separación y fijación
- Pasador con cierre de seguridad terminal que asegura el confort

4 semanas de tratamiento



Muelles para piezas impactadas
.017" x .025" alargado
Item #: N600-434
15 por paquete



Muelles para separación de piezas
.016" x .022" forma ancha
Item #: N600-436
15 por paquete




TruFlex™ NiTi en rollo

- Superelástico y resiliente
- Rangos de fuerza continuos y equilibrados
- Made in the USA


.012"	N6000-000
.014"	N6000-001
.016"	N6000-002
.018"	N6000-003

38,10 cm por rollo




TruFlex™ Muelles de Ni Ti para distalar molares

- Distaliza molares sin necesidad de usar máscara facial
- Alcance de 1 a 1,5 mm de distanciamiento al mes
- Se adapta a cualquier tamaño de alambre
- El nivel de fuerza disminuye a medida que la longitud del muelle aumenta



MADE IN THE USA



TruFlex™ Muelles de Ni Ti para abrir espacios

- Diseñado para obtener el máximo resultado
- Fuerza continua para abrir espacios


Tiras

.010" x .030"N700-101
.012" x .030"N700-102
.014" x .036"N700-103
3 tiras de 18,5 cm por tubo

Rollo

.010" x .030"N700-000
.012" x .030"N700-001
1 rollo de 4 m

MADE IN THE USA



La longitud del muelle activo recomendada

TruFlex™ Muelles de Niti para cerrar espacios

MADE IN THE USA

Los muelles TruFlex de NiTi cerrado ofrecen la cantidad ideal de fuerza de retracción consistente necesaria para cerrar o mantener cualquier espacio.

- Transmite fuerza constante
- Activo hasta el cierre del muelle
- Calidad de NiTi superelástico
- Fuerzas suaves y predecibles durante el tratamiento
- Ojales de acero para facilitar la colocación del accesorio

Fuerza Ligera 100 gm

9.0 mm (.010" x .030")N700-104L
12.0 mm (.010" x .030")N700-105L

Fuerza Media 150 gm

9.0 mm (.011" x .030")N700-104M
12.0 mm (.011" x .030")N700-105M

Fuerza Fuerte 200 gm

9.0 mm (.012" x .030")N700-104H
12.0 mm (.012" x .030")N700-105H

10 por paquete



TruFlex™ Muelles de Ni Ti para cerrar espacios con microtornillos

MADE IN THE USA

Cabeza especialmente diseñada para anclar a la cabeza del microtornillo con una cabeza inferior a 3,0 mm.

Fuerza Ligera 100 gm


9.0 mm (.009" x .030")N900-104L
12.0 mm (.009" x .030")N900-105L

Fuerza Media 150 gm

9.0 mm (.011" x .030")N900-104M
12.0 mm (.011" x .030")N900-105M

Fuerza Fuerte 200 gm

9.0 mm (.012" x .030")N900-104H
12.0 mm (.012" x .030")N900-105H



10 por paquete

U.S. Patent Number D595852.

TruForce™

Acero

Están fabricados con acero de la más alta calidad, 304VSS de grado médico. Tienen una longitud extremadamente tensora y se pueden doblar sin que se rompan.

MADE
IN THE **USA**

- Acero de alta calidad
- Altamente pulido para reducir la fricción
- Consistente
- Marca permanente en el centro del arco



TruForce™ Arcos de Acero Forma Full

● **Redondo**
100 por paquete

■ **Rectangular**
10 por paquete

● Redondo	▲ Sup	▼ Inf
.012"	S8000-101	S8000-201
.014"	S8000-102	S8000-202
.016"	S8000-103	S8000-203
.018"	S8000-104	S8000-204
.020"	S8000-105	S8000-205

■ Rectangular	▲ Sup	▼ Inf
.016" x .016"	S8000-106	S8000-206
.016" x .022"	S8000-107	S8000-207
.017" x .017"	S8000-115	S8000-215
.017" x .022"	S8000-108	S8000-208
.017" x .025"	S8000-109	S8000-209
.018" x .018"	S8000-110	S8000-210
.018" x .022"	S8000-111	S8000-211
.018" x .025"	S8000-112	S8000-212
.019" x .025"	S8000-113	S8000-213
.021" x .025"	S8000-114	S8000-214



TruForce™ Arcos Acero Forma Euro

● **Redondo**
100 por paquete

■ **Rectangular**
10 por paquete

● Redondo	▲ Sup	▼ Inf
.012"	S9000-101	S9000-201
.014"	S9000-102	S9000-202
.016"	S9000-103	S9000-203
.018"	S9000-104	S9000-204
.020"	S9000-105	S9000-205

■ Rectangular	▲ Sup	▼ Inf
.016" x .016"	S9000-106	S9000-206
.016" x .022"	S9000-107	S9000-207
.017" x .022"	S9000-108	S9000-208
.017" x .025"	S9000-109	S9000-209
.018" x .018"	S9000-110	S9000-210
.018" x .022"	S9000-111	S9000-211
.018" x .025"	S9000-112	S9000-212
.019" x .025"	S9000-113	S9000-213
.021" x .025"	S9000-114	S9000-214



TruForce™ Arcos de Acero de retracción

MADE IN THE USA

- Intrusión anterior
- Retracción anterior
- Con espacio para cierre
- Enganche elástico
- Forma a las medidas exactas del paciente
- Acero médico 304v

Medición del lazo

Medir a lo largo del borde incisal, de distal a distal del lateral


Arco con postes

10 por paquete

Arco con loops

10 por paquete

Arco 2 Keyhole



Tamaño	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"
24,0 mm	S2KL-224	S2KL-424	S2KL-624
26,0 mm	S2KL-226	S2KL-426	S2KL-626
28,0 mm	S2KL-228	S2KL-428	S2KL-628
30,0 mm	S2KL-230	S2KL-430	S2KL-630
32,0 mm	S2KL-232	S2KL-432	S2KL-632
34,0 mm	S2KL-234	S2KL-434	S2KL-634
36,0 mm	S2KL-236	S2KL-436	S2KL-636
38,0 mm	S2KL-238	S2KL-438	S2KL-638
40,0 mm	S2KL-240	S2KL-440	S2KL-640
42,0 mm	S2KL-242	S2KL-442	S2KL-642
44,0 mm	S2KL-244	S2KL-444	S2KL-644

Arco 4 Keyhole



Tamaño	.016" x .022"	.019" x .025"
24,0 mm	S4KL-224	S4KL-624
26,0 mm	S4KL-226	S4KL-626
28,0 mm	S4KL-228	S4KL-628
30,0 mm	S4KL-230	S4KL-630
32,0 mm	S4KL-232	S4KL-632
34,0 mm	S4KL-234	S4KL-634
36,0 mm	S4KL-236	S4KL-636
38,0 mm	S4KL-238	S4KL-638
40,0 mm	S4KL-240	S4KL-640
42,0 mm	S4KL-242	S4KL-642
44,0 mm	S4KL-244	S4KL-644

Arco postes




Tamaño	.016" x .022"	.017" x .025"	.018" x .025"	.019" x .025"
24,0 mm	SBPT-224	SBPT-424	SBPT-524	SBPT-624
26,0 mm	SBPT-226	SBPT-426	SBPT-526	SBPT-626
28,0 mm	SBPT-228	SBPT-428	SBPT-528	SBPT-628
30,0 mm	SBPT-230	SBPT-430	SBPT-530	SBPT-630
32,0 mm	SBPT-232	SBPT-432	SBPT-532	SBPT-632
34,0 mm	SBPT-234	SBPT-434	SBPT-534	SBPT-634
36,0 mm	SBPT-236	SBPT-436	SBPT-536	SBPT-636
38,0 mm	SBPT-238	SBPT-438	SBPT-538	SBPT-638
40,0 mm	SBPT-240	SBPT-440	SBPT-540	SBPT-640
42,0 mm	SBPT-242	SBPT-442	SBPT-542	SBPT-642
44,0 mm	SBPT-244	SBPT-444	SBPT-544	SBPT-644

Arco T-Loop



Tamaño	.016" x .022"	.017" x .025"	.019" x .025"
24,0 mm	SCTLP-224	SCTLP-424	SCTLP-624
26,0 mm	SCTLP-226	SCTLP-426	SCTLP-626
28,0 mm	SCTLP-228	SCTLP-428	SCTLP-628
30,0 mm	SCTLP-230	SCTLP-430	SCTLP-630
32,0 mm	SCTLP-232	SCTLP-432	SCTLP-632
34,0 mm	SCTLP-234	SCTLP-434	SCTLP-634
36,0 mm	SCTLP-236	SCTLP-436	SCTLP-636
38,0 mm	SCTLP-238	SCTLP-438	SCTLP-638
40,0 mm	SCTLP-240	SCTLP-440	SCTLP-640
42,0 mm	SCTLP-242	SCTLP-442	SCTLP-642
44,0 mm	SCTLP-244	SCTLP-444	SCTLP-644

Arco Teardrop



Tamaño	.016" x .022"	Tamaño	.016" x .022"
24,0 mm	STRD-224	36,0 mm	STRD-236
26,0 mm	STRD-226	38,0 mm	STRD-238
28,0 mm	STRD-228	40,0 mm	STRD-240
30,0 mm	STRD-230	42,0 mm	STRD-242
32,0 mm	STRD-232	44,0 mm	STRD-244
34,0 mm	STRD-234		




TruForce™ Tiras de Acero Trenzado 3 hilos

- Niveles de fuerza ligera con alta flexibilidad
- Acero inoxidable tipo 302
- Acabado brillante liso
- Made in the USA

Tamaño	Arco	Tiras	Rollo
.0155"	S705-201	S705-101	S705-106
.0175"	S705-202	S705-102	S705-107
.0195"	S705-203	S705-103	S705-108

Arco	Tiras	Spools
10 por paquete	10 tiras de 35 cm por tubo	1 bobina de 8 metros



TruForce™ Tiras de Acero Trenzado 6 hilos

- Niveles de fuerza ligera con alta flexibilidad
- Acero inoxidable tipo 302
- Acabado brillante liso
- Made in the USA

Tamaño	Arco	Tiras	Rollo
.0155"	S705-501	S705-401	S705-301
.0175"	S705-502	S705-402	S705-302

Arcos	Tiras	Rollo
10 por paquete	10 tiras de 35 cm por tubo	1 bobina de 8 metros




TruForce™ Arcos de Acero Trenzado 8 hilos

- Ideal para finalizar y mantener
- Acero inoxidable tipo 302
- Niveles de fuerza suave con un excelente control de torque
- Acabado brillante liso
- No se deshilacha al ser cortado
- Normal
- Made in the USA

.016" x .016"	S710-100
.016" x .022"	S710-101
.017" x .025"	S710-102
.018" x .025"	S710-103
.019" x .025"	S710-104
.021" x .025"	S710-105

10 por paquete



TruForce™ Acero en Tiras



.014"	S900-101
.016"	S900-102
.018"	S900-103
.020"	S900-104
.016" x .016"	S900-114
.016" x .022"	S900-115
.017" x .025"	S900-116
.018" x .018"	S900-117
.018" x .025"	S900-118
.019" x .025"	S900-119
.021" x .025"	S900-120


- Acero inoxidable tipo 302
- Made in the USA

● Redondo

25 tiras de 35 cm por tubo redondo

■ Rectangular

25 tiras de 35 cm por tubo rectangular



TruForce™ Acero en Tiras

.022"	S900-105
.025"	S900-106
.026"	S900-107
.028"	S900-108
.030"	S900-109
.032"	S900-110
.036"	S900-111
.040"	S900-112
.045"	S900-113

- Acero inoxidable tipo 302
- Alta resistencia a la tracción
- Acabado brillante liso
- Made in the USA

25 tiras de 35 cm por tubo



Muelle de acero para abrir en rollo

Alambre de acero inoxidable con espiral abierta diseñada para abrir espacios

- Acero tipo 304V
- Made in the USA

.010" x .030"	S908-101
.010" x .036"	S908-103

91,44 cm por rollo



Muelle de acero

Alambre de acero inoxidable con espiral cerrada diseñada para mantener espacios

- Acero tipo 304V
- Made in the USA

.010" x .030"	S908-102
---------------	----------

91,44 cm por rollo

TruForce™ Ligaduras metálicas largas



- Alta calidad de acero inoxidable 304
- Made in the USA

.009"	S906-101
.010"	S906-102
.011"	S906-103
.012"	S906-104
1000 por paquete	

TruForce™ Ligaduras Kobayashi largas


- Alta calidad de acero inoxidable 304

- Colocación rápida en brackets sin gancho para retracción
- Made in the USA



.010"	S905-100
.012"	S905-101
.014"	S905-102
100 por paquete	


TruForce™ Ligaduras metálicas cortas



- Alta calidad de acero inoxidable 302
- terminaciones enrolladas para una rápida colocación

.010"	S906-105
500 por paquete	

TruForce™ Ligaduras Kobayashi cortas



- Alta calidad de acero inoxidable 302
- Con punto ciego de gancho y terminal en rosca

.012"	S905-105
.014"	S905-103
100 por paquete	

.014"

.012"



**HAGA EL NITI MÁS
SUAVE AL INSTANTE!**



TruFlex™ Spray frío

- Enfría con rapidez el material de retención
- Activa el alambre de NiTi suavizándolo al instante
- Fácil montaje y ajuste sencillo
- Enfriamiento instantáneo del alambre a -62°F/-52°C

Item #: IOT-2200
10 oz (284 gm) por envase

TruForce™ Ligadura metálica en bobina



- Acero 304
- Brillante y suave
- Made in the USA

.010"	S720-100
453grs por bobina	



Pruebe...

**NiTi's Estéticos Tooth
Tone® ligaduras
metálicas y ligaduras
Kobayashi**

Ver páginas 76





Tooth Tone®

Arcos Estéticos



Arcos NiTi Estéticos Forma Full

Las mismas ventajas que el resto de arcos TruFlex, llevan una estética capa del tono del diente resistente a las manchas y de baja fricción



© 2009 Ortho Technology, Inc.

● Redondo	▲ Sup	▼ Inf
.014"	N6000-601	N6000-701
.016"	N6000-602	N6000-702
.018"	N6000-603	N6000-703
.020"	N6000-604	N6000-704
■ Rectangular		
.016" x .022"	N6000-607	N6000-707
.018" x .018"	N6000-608	N6000-708
.018" x .024"	N6000-609	N6000-709
.019" x .027"	N6000-610	N6000-710
.020" x .020"	N6000-612	N6000-712

● Redondo
10 por paquete

■ Rectangular
10 por paquete

Nota: El tamaño mostrado es el tamaño final. El recubrimiento Tooth Tone® añade 0.002" de espesor al diámetro del alambre.



Tooth Tone® Arcos Acero Estéticos

● Redondo	▲ Sup	▼ Inf
.014"	S8000-802	S8000-902
.016"	S8000-803	S8000-903
.018"	S8000-804	S8000-904
.020"	S8000-805	S8000-905
■ Rectangular		
.016" x .022"	S8000-807	S8000-907
.017" x .025"	S8000-809	S8000-909
.018" x .018"	S8000-810	S8000-910
.018" x .024"	S8000-812	S8000-912
.019" x .027"	S8000-813	S8000-913
.020" x .020"	S8000-817	S8000-917

● Redondo
10 por paquete

■ Rectangular
10 por paquete

Nota: El tamaño mostrado es el tamaño final. El recubrimiento Tooth Tone® añade 0.002" de espesor al diámetro del alambre.

Tooth Tone® Ligaduras preformadas cortas estéticas



- Recubrimiento duradero
 - Acero inoxidable con recubrimiento duradero
- .010" arco (.012" recubrimiento)
Item #S907-105
100 por paquete

Tooth Tone® Ligaduras preformadas estéticas



- Acero inoxidable con recubrimiento duradero
 - Made in the USA
- .010" arco (.012" recubrimiento)
Item #S907-102
100 por paquete

© 2015 Ortho Technology Inc. Tooth Tone es marca registrada por Ortho Technology.

Tooth Tone® Muelles de Ni Ti para la apertura de espacios

- Nivel de fuerza constante
- Recubrimiento duradero



Tiras de 18 cm
.012" x .030"S907-003
(.014" x .032" recubrimiento)
3 tiras de 18 cm en cada paquete

Tooth Tone® Ligaduras Kobayashi cortas



- Recubrimiento duradero
 - Acero inoxidable con recubrimiento duradero
- .012" arco (.014" recubrimiento)
Item #S907-115
100 por paquete

SCORE®

CRIMPABLE STOP APPLICATOR

MADE IN THE USA

Save Chair Time
With No Lost
Archwire Stops!



Grande

Pequeño

Instrumentos para posicionar los stops crimpables

Los instrumentos para posicionar los stops crimpables fueron diseñados para ofrecer al profesional una mayor facilidad de uso y reducir el valioso tiempo de sillón. El cómodo instrumento precargado ofrece una manipulación sencilla y precisa y el arco se detiene justo donde ponemos el stop. Una vez colocado, el instrumento se retira fácilmente con un solo toque.

Pequeño .019"J020-400
Grande .030"J020-500
10 por paquete

¡Siga estos sencillos pasos!

Paso 1.

Inserte el arco a través del tubo y deslice hasta la posición deseada



Paso 2.

Gire para eliminar el instrumento y para liberar el stop crimpable



Paso 3.

Crimpar con el alicate adecuado asegura una correcta posición en el arco



Reduce las visitas de urgencia!

Mini Stops crimpables

- Mini stops de tamaño reducido y más estéticos que los normales mini stops
- Muy confortable para el paciente debido a su tamaño
- Se desliza fácilmente por el arco para su ubicación
- Fácilmente crimpable con el Weingart
- 2 mm de longitud
- Acero inoxidable
- Made in the USA



Mini Stops Pequeños

Item #:J020-200
Para arcos de .012" hasta .018"

Mini Stops Largos

Item #:J020-300
Para arcos rectangulares de .014" x .025" hasta .019" x .025" y arcos cuadrados hasta un máximo de .020" x .020"



25 por paquete

Mini Stops Crimpables Estéticos



- Cubierta estética durable
- Para todos los tratamientos estéticos
- Muy confortable para el paciente

- Se desliza fácilmente por el arco
- 2,0 mm de longitud

Mini Stops Estéticos Pequeños

Item #: J907-000
Arcos redondos hasta .018"
25 por paquete

Mini Stops Estéticos - Grandes

Item #: J907-001
Arcos cuadrados hasta .020" x .020"
arcos rectangulares hasta .019" x .025"
25 por paquete

Stops abiertos crimpables

- Metal injectado
- Acero inoxidable

- Made in the USA

Item #: J020-100
Para arcos redondos y rectangulares hasta .021" x .025",
10 por paquete





Perfecto para usar con microtornillos

Gancho crimpable con división de apertura para arcos

- Perfecto para usar con microtornillos
- Seguridad para el anclaje
- Se puede colocar en los arcos dentro o fuera de la boca
- Altura de 6,8 mm y se puede usar con arcos hasta .022" x .028"
- Made in the USA

Paciente cuadrante izquierda J20104L
Paciente cuadrante derecha J20104R

20 por paquete



Gancho bola bidireccional con división de apertura para arcos

- Fácil de colocar en cualquier tamaño de alambre dentro o fuera de la boca
- Anclaje seguro
- Gancho bidireccional para un fácil ligado
- Redondeado para el confort del paciente
- Alta calidad de acero inoxidable
- Para arcos hasta .022" x .028"
- Made in the USA

Pequeño: 1,6 mm de alto
Item #: J20102

Grande: 3,3 mm de alto
Item #: J20103

20 por paquete

20 por paquete



Tooth Tone® Gancho bola estético bidireccional

- con división de apertura en el arco
- Para tratamientos estéticos
- Muy confortable
- Seguridad de crimpado
- 3,3 mm. de altura

Item #: J907-002
Para arcos hasta .022" x .025"

20 por paquete

Gancho bola deslizante cerrado

- Made in the USA

Brazo del gancho bola: 3,2mm alto
Pequeño

Item #: J014-214
Arcos hasta .018" x .025"

Grande

Item #: J014-215
Arcos hasta .022" x .028"

20 por paquete



Gancho bola crimpable

- Acero inoxidable de alta calidad
- Redondeado, gancho bola redondo para ubicar con precisión sin tener que sacar el arco
- Para crimpar en arcos redondos o rectangulares hasta .022" x .025"
- Made in the USA

Gancho bola : 3,2 mm de alto 20 por paquete
Item #: J20105

Gancho bola : 3,2 mm de alto
Item #: J014-114
Arcos hasta 018" x .025"

Item #: J014-115
Arcos hasta .022" x .028"

20 por paquete





Tubos verticales Crimpables

- Fácil colocación de auxiliares y aditamentos en el arco
- Perfecto para todos los sistemas ortodonicos de anclaje
- Válido para diversas técnicas TAD
- Acero inoxidable de alta calidad
- Made in the USA

Item #: J100310
Longitud 2,0 mm, ranura .022"
10 por paquete



Tubo doble crimpable

- Fácil colocación de auxiliares y aditamentos en el arco
- Perfecto para todos los sistemas ortodonicos de anclaje
- Uso para diversas técnicas TAD
- Acero inoxidable de alta calidad
- Made in the USA

Item #: J100300
3,0 mm de longitud, ranura .022"
10 por paquete



Botones linguales base redonda

- Made in the USA

Item #: J025-100
3,5 mm diámetro base plana de 2 piezas
10 por paquete



Botones linguales base rectangular

- Made in the USA

Item #: J025-000
3,75 mm x 3,0 mm base curva de una pieza
10 por paquete



Botones linguales base redonda curvada

- Made in the USA

Item #: J400-202R
Diámetro de base curvada de una pieza
de 3,5 mm
10 por paquete



Perfecto para Sistemas de Alineadores!

OrthoFlex™ Botones composite

- Agradables en apariencia y estética
- Dureza de material y resistente a las manchas
- Base retentiva con surcos
- Made in the USA

Item #: IOT-2344
1 pieza de 2,85 mm x 2,05 mm base
10 por paquete



Botones linguales base rectangular

- Made in the USA

A. Oval PlanoJ400-201
B. Oval CurvoJ400-202
Base de una sola pieza de 3,88 mm x
2,48 mm
10 por paquete

